

CAMP[®]
MOBILITY

Polkupyörät

www.campmobility.fi



FREEDOM BLACK

FREEDOM

Haaramitta
68 - 88 cm

Käyttäjän
pituus
125 - 175 cm

Freedom on vakaa ja kestävä kolmipyörä vaativille nuorille ja pienikokoisille aikuisille.
Täydellinen kolmipyörä ajeluun maalla ja kaupungissa.

Katso muut optiot lisävarusteet sivulta

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä. (saatavana eri ohjaustankoja)
- Optiona vaihteeton, 3-vaihteinen tai 7-vaihteinen versio
- Korkeussäädettävä satula. (saatavana erilaisia satuloita)
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n.17 cm)
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru
Lisävarusteena levyjarru takapyörille
- Iso metallinen kuljetus-tarokka takana.
- Värit: Musta tai valkoinen



V-jarrut



kokonais-
pituus
1599



kokonais-
leveys
670



satulan
korkeus
720-860



korkeus satu-
lasta polkimiin
590-780



nousu-
korkeus
174



ohjaustangon
korkeus
986-1174



renkas-
koko
20" x 1,75



kokonais-
paino
25,5



käyttäjän
paino
110

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopointkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) ovat mahdollisia.

LAGOON

LAGOON

Haaramitta 75-108 cm
(poljin-satula 64-88 cm)

Käyttäjän
pituus
145-200cm

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä. (saatavana eri ohjaustankoja)
- Optioina vaihteeton, 3-vaihteinen tai 7-vaihteinen versio
Värit: Hopeanharmaa ja viininpunainen
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru
Lisävarusteena levyjarru takapyörille.
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n.19 cm)
- Korkeussäädettävä satula.
(saatavana erilaisia satuloita)
- Iso metallinen kuljetus-
tarakka takana.
- Optiona etu- ja takavalot ja
kori edessä



V-käsijarrut



kokonais-
pituus
1808



kokonais-
leveys
768



Satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309



rengas-
koko
24" x 1.3"



kg
kokonais-
paino
27,8



kg
käyttäjän
paino
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) ovat mahdollisia.



LAGOON - Kolmipyörä aikuisille

Edullinen ja tyylikäs, klassinen 24" kolmipyörä on saatavana tyylikkäällä bordeaux-punaisella tai neutraalimmalla harmaalla runkovärillä. Lagoon soveltuu myös vähän pidemmille matkoille, tarjoten vakautta ja mukavuutta pyörällä ajoon.

Saatavana kattava valikoima

lisävarusteita ja optioita

Saatavana myös **E-versio**, sähköpumootorilla.



L A G O O N

E-versio

E-versiot

Haaramitta
75 - 108 cm

Käyttäjän
pituus
145-200cm

Sähköavusteinen malli keventää polkuvastusta

E-versio on saatavilla FREEDOM, LAGOON- ja VINTAGE-malleihin. Sähkökäyttöisellä kolmipyörällä pääset pidemmälle, helpommin ja nopeammin.

Käyttöjärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Yksinkertainen ON/OFF-kytkin akussa ja ohjaustangossa. Varustettu myös BOOSTER-painikkeella, joka antaa kolmipyörälle nopean kiihtyvyyden (esimerkiksi kun sinun on lähdettävä ylämäkeen).

Kolmipyörän takana oleva akkupaketti on kevyt ja irrotettava, joten voit ladata sen helposti kotona.

Sähköavustin lisää voimaa etupyörään.



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Ajomatka: riippuu käytöstä, tien kunnosta, korin ominaisuuksista ja valitusta käyttövoimasta.

FREEDOM BLACK

E-versio



Vaihteisto



Akkukotelo

K O N F I G U R A A T I O T

Ohjaustangot



S1 - Classic ohjaustanko



S2 - Suora ohjaustanko



S3 - City ohjaustanko



S4 - Suorakulmainen ohjaustanko



S5 - Ohjaustangon säätöadapteri (-10° +50°)



D1 - Ohjauskulman rajoitin

Ratas- ja jarruvaihtoehdot



O6 - Kiinteä napa



O1 + B1 - Vapaa napa



B1 - Levyjarrut takapyöriin



O2 - Jalkajarru



O3 - 3 vaihteinen



O7 - 7 vaihteinen

E13 - Kotitraineri

Vartalotuet



P1 - Lantiotuki



P2 - Selkätuki



P3 - Lantio- ja selkätuki



E9 - Käsihinnat



E10 - Käsituki hinnalla



E11 - Käsituki "hanskamalli"

J A O P T I O T

Muut




BAT 9 - BAT 13 - Extra akut E-bike (9A tai 13A)



P4 - Säädettävä satula (140 mm)



P5 - Satulaputki iskunvaimentimella



E12 - Comfort satula PU + muovi



E1 - Työntökahva (335 mm tai 605 mm)



E14 - Etukori

Polkimet



F1 - Polkimet remmillä



F2 - Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna



F3 - Jalkatuki tarranauhalla



F4 - Jalkatuki tarranauhalla & nilkkatuki



F5 - Polkimet säädettävällä pituudella (22 mm)



E2 - Valot (sis. patterit)

Muut lisävarusteet



E3 - Matkamittari (sis. patterit)



E4 - Vintage kori



E5 - Lukittava takaboksi tilavuus: 30 litraa



E6 - Keppiteline



E7 - Juomapulloteline (ei sis. pulloa)



E8 - Sivupeili

YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon
S1	Classic ohjaustanko	•	•	•	•
S2	Suora ohjaustanko	•	•	•	•
S3	City ohjaustanko	-	-	•	•
S4	Suorakulmainen ohjaustanko	•	•	•	-
S5	Ohjaustangon säätöadapteri	-	-	•	•
D1	Ohjauksen rajoitin	•	•	•	•
O6	Kiinteä napa	•	•	•	•
O1 + B1	Vapaa napa	-	-	•	•
B1	Levyjarru takapyörään	-	-	•	•
O2	Jalkajarru	•	•	•	•
O3	3 - vaihteinen	-	•	•	•
O7	7- vaihteinen	-	-	•	•
23	Tasauspyörästö (jakaa voimaa takapyörien välillä)	-	-	-	•
F1	Polkimet jalkapöytäremmillä	•	•	•	•
F2	Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna	•	•	•	•
F3	Jalkatuki tarranauhalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
F4	Jalkatuki tarranauhalla & nilkkatuki	•	•	•	•
F5	Polkimet säädettävällä pituudella	-	•	•	•
E1	Työntökahva	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon
E2	Valot	-	•	•	•
E3	Matkamittari	-	•	•	•
E4	Vintage kori	-	-	-	-
E5	Lukittava takaboxi	-	-	•	•
E6	Keppiteline	-	-	•	•
E7	Juomapulloteline	•	•	•	•
E8	Peili	•	•	•	•
E9	Käsihihnat	•	•	•	•
E10	Käsituki hihnalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
E11	Käsituki "hanskamalli"	•	•	•	•
E12	Comfort satula	-	-	•	•
E13-D	Kotitrainer	-	•	•	•
E14	Etukori	-	-	•	•
BAT 9 - 13	Akkukotelo E-versio	-	-	-	•
P1	Lantiotuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P2	Selkätuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P3	Lantio- + selkätuki (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P4	Säädettävä satula	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P5	Satulaputki iskunvaimentimella	-	-	-	-
E-Tricycle	Sähköavustus	-	-	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM



Side-by-Side kolmipyörä

Side-by-Side kolmipyörä on enemmän kuin polkupyörä. Se edustaa uudelleen löydettyä liikkumisen vapautta, "hiuksissa hulmuavaa tuulta", rusoposkia ja elinvoimaa. Kolmipyörä rikastuttaa elämää, jos jokapäiväistä arkea hankaloittavat kävelemisen vaikeus tai muut liikkumisen rajoitteet.

Side-by-Siden muotoilussa on huomioitu liikuntarajoitteiset käyttäjät sekä ne, joilla on kävelemistä vaikeuttavia vammoja. Kolmipyörä sopii niin ulkona tapahtuvaan vapaa-ajanviettoon kuin suunnitelmalliseen kuntoutukseen.



Side-by-Side kolmipyörä

Vapaa-aikaan ja kuntoutukseen

Side-by-Side sopii hyvin myös kuntoutuksen apuvälineeksi niin ikääntyville kuin kävelyä hankaloittavista vammoista kärsiville. Kolmipyörä mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli kuljettaja pystyy stimuloimaan matkustajan polkemista, mikä on erittäin tärkeä ominaisuus kuntoutuksessa. Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, eli käyttävät voivat itse päättää, polkeeko vai lepääkö matkustaja kuljettajan jatkaessa polkemista.

Side-by-Side P20

Moottoroitu versio kolmipyörästä. Tässä mallissa on lisäksi matkanopeuden tunnistin, joka aktivoi tarvittaessa avustavan moottorin. Valittavana on 5 avustuksen tasoa.

Vakiotoimitus

- 7 vaihdetta
- tasauspyörästä
- jalka- ja käsijarrut
- pysäköintijarru
- turvavyö (ei 3-piste)
- paristokäyttöiset valot (1 eteen ja 2 taakse)
- säädettävät istuimet ja ohjaustangot
- tavarakori
- lukko ja 3 avainta
- taustapeili
- istuinpehmusteet
- vedenpitävä istuinsuoja
- Schwalbe Marathon Plus -renkaat

Tuote (tuotenumero)	Mitat (pituus, leveys, nousukorkeus, rengaskoko)
Side-by-Side P20 (805120001)	190 cm, 100 cm, 17 cm, 20", moottoroitu
Side-by-Side (805120003)	samat mitat kuin edellä, ilman moottoria

Maksimikuorma 210 kg

Lisävarusteet (valmistajan tuotenumero):

- Jalkalevyperi, 5 kokoa (5010000-5010400)
- Polkimien kiinnikeparit, hihnat ja vastapainot (5010600, 5010630, 5010650)
- Harjoituspoljinpari (5010700)
- Jalkalevyperi säärisuojalla (5010500) tai jalan sivutuella (5010650)
- Polkimien akselin jatkopalapari (5010750)
- Käännettävä käsinoja (5011000)
- Juniori-istuin (5011210)
- Kääntyvä istuin (1) & (2) (5011200)
- Turvavyöt, myös 3-pistevyönä (5011500, 5011520)
- 3-pistevyöt ja niskatuki (5011530)
- Istuinkonsoli kallistuksella (1) & (2), standardi- ja juniori-istuimeen (5011215)
- Tavarakori taakse (5011720) ja lukittava takalaukku (5011750)
- Istuinsuoja (5011300) ja pyörän suojapeite (5012240)
- Kävelykepin pidike (5011915)
- Pumppu (5013000)

Side-by-Side on käyttäjäystävällinen, muunneltava ja erittäin suorituskykyinen. Pyörä on mahdollista kustomoida käyttäjien erityistarpeisiin sopivaksi.

- helppo nousta kyytiin ja turvallinen ajaa
- ajomukavuutta lisäävät säädettävät istuimet ja irrotettavat pehmusteet
- takavetoinen (taka-akselin tasauspyörästä)
- erittäin kestävä, pitkä elinkaari
- tunnustettu kuntoutuksen apuväline

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.



PF mobility ApS
Bjerregårdvej 15, Timring
7480 Vildbjerg
+45 9992 0600
info@pfmobility.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi



Disco Medi kolmipyörä

Disco Medi yhden hengen kolmipyörä tuo jokapäiväiseen arkeen lisää itsevarmuutta ja sujuvuutta sekä vapautta valita, miten ja milloin hoitaa omia asioitaan tai nauttii vapaa-ajastaan. Suosittelemme Disco Mediä paitsi liikuntarajoitteisille myös kaikille heikentyneen tasapainon kanssa kamppaileville.

Jos tavallisen pyörän selkään nouseminen on haastavaa, tarjoaa kolmipyörä turvallisen vaihtoehdon. Toki Discon voi valita silloinkin, kun vain haluaa erilaisen polkupyörän.

Matala painopiste – mukavaa ja vakaata ajoa!



Disco Medi kolmipyörä

Arkeen ja vapaa-aikaan

Disco Medi on sirompi versio Disco-mallista ja se sopii erityisen hyvin 160–165 cm pituisille käyttäjille. 16 tuuman renkaat ja kolmipyöräinen rakenne mahdollistavat erittäin matalan painopisteen sekä turvallisen ja vakaan pyöräilyn.

Disco Medi P20 moottorilla

Disco Medin saa myös sähkömoottoriavusteisena. Pyörään saa lisäksi yksilöllisten tarpeiden mukaiset säädöt ja lisävarusteet.

Vakiotoimitus

- 7 vaihdetta
- tasauspyörästä
- jalka- ja käsijarrut
- pysäköintijarru
- turvavyö (ei 3-piste)
- paristokäyttöiset valot (1 eteen ja 2 taakse)
- säädettävät istuimet ja ohjaustangot
- tavarakori
- lukko ja 2 avainta
- taustapeili
- istuinpehmusteet
- Schwalbe Marathon Plus -renkaat

Tuote/malli	Mitat (pituus, leveys, nousukorkeus, rengaskoko)
Disco Medi	171 cm, 68 cm, 25 cm, 16"
Disco Medi P20	samat mitat kuin edellä, moottoroitu

Maksimikuorma 125 kg. Pyörän paino 37 kg. Käyttäjän minimihaaramitta 45 cm.

Disco Medi kolmipyörä on tunnettu käyttömukavuudestaan, kestävyystään sekä ajettavuudestaan:

- pyörän selkään on helppo nousta ja ajaminen on turvallista
- mukavaa istuinta on helppo säätää tarvittaessa eteen- ja taaksepäin
- erittäin vahva rakenne ja reilusti yli 10 vuoden elinkaari
- 7 vaihdetta (peruutusvaihteella tai ilman)



Lisävarusteina mm.

- polkimien leventimet
- niskatuki
- käsinojat

PF
mobility

PF mobility ApS
Bjerregårdvej 15, Timring
7480 Vildbjerg
+45 9992 0600
info@pfmobility.dk

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helppoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi

huka

TULKAA
KOE
AJOON!

TANDEM COPILOT

Sopii lapsille & aikuisille

Paras pyöräilykokemus - edessä ajavakin osallistuu!

Etsittekö tandempyörää, jossa "matkustaja" saa parhaan pyöräilykokemuksen ja "kuljettaja" täyden ajokontrollin? Kokeilkaa Copilot-tandemia! Se on ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, joissa yhdessä pyöräily ei enää onnistu ilman avustusta. Copilot tarjoaa hallittua pyöräilyn vapautta. Tandemin saa säädettyä yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Copilot-tandemilla pyöräilette yhdessä ongelmitta!

Näemme pyöräilijät aina yksilöinä erilaisine tarpeineen ja pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tuotekehityksemme on jatkuvaa, jotta pyörissä olisi aina parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen ajomukavuus. Esimerkiksi takana istuvan "kuljettajan" satula on korkeammalla kuin "matkustajan", jotta ympäröivän liikenteen seuraaminen on helpompaa. Lisäksi pyörälle nousu ja siitä poistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Tehokkaat ajovalot takaavat hyvän näkyvyyden pimeässä - te näette ja teidät nähdään liikenteessä .

Copilot-tandemissa on matala jalannostokorkeus (pyörän kyytiin ja siitä pois nouseminen on vaivatonta), helppokäyttöiset käsijarrut, hyvin suojaava moderni ketjusuoja sekä AXA-vaijerilukko.

- ✔ Lisävarusteena avustava sähkömoottori.
- ✔ Matkustajan ohjaustanko ja polkimet ovat säädettäviä.
- ✔ Kaksi mallia: "kuljettajana" aikuinen ja "matkustajana" lapsi tai aikuinen.
- ✔ "Kuljettaja" istuu takana ja näkee "matkustajan" koko ajan.
- ✔ 10 vuoden takuu rungolle ja etuhaarukalle*.

* Rekisteröi Huka-pyöräsi netissä www.huka.nl/en/warranty ja saat 10 vuoden takuun rungolle ja etuhaarukalle. Vakiona pyörässä on 5 vuoden takuu em. osille ja 2 vuoden takuu muille osille (pois lukien kutuvat osat).

Avustava sähkömoottori

Copilotiin saatavana avustava sähkömoottori (PAS vario). Hiljainen apumoottori keventää polkemista ja vähentää siten pyöräilystä aiheutuvaa raskautta. Toimitukseen sisältyy aina myös ajoavustin, kolme matkavauhti-asetusta sekä näyttö.

Tuet & säädöt

Pyörään saa erilaisia lisävarusteita, kuten lanne-, vartalo- ja jalkatuet.

Lisäksi voimme kustomoida Copilotin säädöt yksilöllisiin tarpeisiinne sopivaksi. Teidän erityistoiveenne ovat positiivinen haaste meille!

Lisävarusteet & valinnaiset ominaisuudet

Erilaisten lisävarusteiden lisäksi pyörässä on myös valinnaisia ominaisuuksia, esim. satuloihin, tankoon ja polkimiin liittyen. Tietoa vaihtoehtoista saatte kotisivuiltamme sekä jälleenmyyjämme.

Värit

Tandem Copilot 24 aikuinen takana, yli 4-v. lapsi edessä valkoinen (RAL9016) tai tumma helmiäisharmaa (RAL9023)

Tandem Copilot 26 aikuinen takana, nuori/aikuinen edessä valkoinen (RAL9016) tai tumma helmiäisharmaa (RAL9023)

Tilauksesta saa minkä tahansa RAL-värin.



Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Copilot 24		Copilot 26	
	edessä	takana	edessä	takana
Pituus mm	2470		2580	
Leveys mm	550	630	650	650
Paino kg	29		31	
Poljinkamman pituus mm	150	170	170	
Haaramitta mm	410-790	710-940	560-960	770-930
Satulan korkeus maasta mm	640-770	810-990	810-1020	900-1060
Maksimikuorma kg	180		180	
Rengaskoko edessä (ETRTO std.)	507	47-507	47-559	47-559
Vaihteet	Napavaihte, levyjarru ja 8 vaihdetta (Shimano Nexus)			

Tietoa Hukasta

Huka on valmistanut Oldenzaalissa kehitettyjä polkupyöriä jo yli 40 vuoden ajan – pyöriä, jotka ovat osaltaan muuttaneet pyöräilymaailmaa. Intohimonamme on suunnitella pyöriä, jotka edesauttavat liikkuvuutta ja riippumattomuutta sekä mahdollistavat pyöräilyn synnyttämän vapauden tunteen. Sitoutunut tiimimme suunnittelee ja toteuttaa innovatiivisia hollantilaisia polkupyöriä ja muita liikkumisen ratkaisuja. Haluatteko tietää lisää Copilotista ja kattavasta valikoimastamme? Tutustukaa kotisivuihimme!

huka

TULKAA
KOE
AJOON!

PYÖRÄTUOLIPYÖRÄ DUET

Polkupyörä & pyörätuoli yhdistelmä

Liikkukaa yhdessä ulkoilmasta nauttien

Pyörätuolipyörä Duet on ainutlaatuinen polkupyörän ja pyörätuolin yhdistelmä, joka sopii sekä aikuisille että lapsille. Toinen pyöräilee ja toinen istuu etuosan pyörätuolissa. Duetin suunnittelun ja rakenteellisten ratkaisujen ansiosta polkeminen ja ohjaus onnistuvat kevyesti ja tasapainoisesti. Saavuitteko määränpäähän? Irrottakaa pyörätuoli Duetin etuosasta ja teillä on käytössänne erillinen, perinteinen pyörätuoli. Onko teillä erityisiä toiveita tai vaatimuksia pyörätuolipyörälle? Duet voidaan kustomoida juuri teidän olosuhteisiinne ja tarpeisiinne sopivaksi. Duet on fiksu ja hauska tapa liikkua yhdessä!

Näemme pyöräilijät aina yksilöinä erilaisine tarpeineen ja pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tuotekehityksemme on jatkuvaa, jotta pyörissä olisi aina parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen ajomukavuus. Duet on vakaa ja turvallinen ajopeli, jonka kyytiin nouseminen ja siitä poistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Duetin vakioimitukseen sisältyy mm. 3 vaihdetta, rumpujarrut (käsi ja jalka), seisontajarru sekä pyörätuoliosan lantiovyö ja pehmusteet.

- ✓ Pyörään saatavana avustava sähkömoottori. Pyörätuoliosan voi irrottaa ja käyttää sitä erillisenä, työnnettävänä pyörätuolina.
- ✓ Duet muokattavissa ja säädettävissä käyttäjien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
- ✓ 10 vuoden runkotakuu.*

* Rekisteröi Huka-pyöräsi osoitteessa www.huka.nl/en/warranty ja saat 10 vuoden runkotakuun. Normaalisti runkotakuu on 5 vuotta ja muiden osien takuu 2 vuotta (pois lukien käytössä kuluvat osat).

Avustava sähkömoottori

Lisävarusteena Duetiin saa myös avustavan sähkömoottorin (PASvario), joka keventää polkemista ja vähentää siten pyöriäilyä aiheutuvaa rasitusta. Apumoottoritoimitukseen sisältyy ajoavustin, 3 matkavauhtiasetusta sekä selkeä näyttö.

Tuet & säädöt

Pyörätuoliosaan on saatavana tukipehmusteita, joiden avulla istuimen syvyyttä ja leveyttä voidaan säätää.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja. Esimerkiksi jos teillä on käytössänne mittatilaustyönä valmistettu oma istuin, voi sitä käyttää Duetissa erityisen adapterin avulla (lisävaruste). Yksilölliset toiveet ovat meille aina positiivinen haaste!

Lisävarusteet & valinnaiset ominaisuudet

Voitte valita itsellenne parhaiten sopivat lisävarusteet: niskatuki, pinnasuojat, 4-pistevyöt jne. Vaihtoehtoisissa löytyy!

Tarkempia tietoja löydätte kotisivuiltamme sekä jälleenmyyjältä.

Värit

Polkupyörän varastoväri on metallinensininen. Tilauksesta pyörää toimitetaan myös hopeanharmaana sekä metallinpunaisena.

Pyörätuoliosan istuin on keltainen ja pehmusteet siniset. Tilauksesta tuolin saa myös muissa RAL-väreissä.



Tärkeimmät ominaisuudet

Tekniset tiedot	Polkupyörä	Pyörätuoli
Poljinkamman pituus (mm)	170	n/a
Haaramitta (mm)	780-930	100-550
Rengaskoko (tuumat/ ETRRO)	26 x 1,75 (47-559)	26 x 1,75 (47-559)
Maksimikuorma (kg)	100	100
Kokonaispituus x leveys (mm)	2350 - 650	
Kokonaiskurma maksimissaan (kg)	180	
Istuimen leveys x syvyys (mm)	n/a	450 x 400
Selkänoja (mm)	n/a	550

Tietoa Hukasta

Huka on valmistanut Oldenzaalissa kehitettyjä polkupyöriä jo yli 40 vuoden ajan – pyöriä, jotka ovat osaltaan muuttaneet pyöräilymaailmaa. Intohimonamme on suunnitella pyöriä, jotka edesauttavat liikkuvuutta ja riippumattomuutta sekä mahdollistavat pyöräilyn synnyttämän vapauden tunteen. Sitoutunut tiimimme suunnittelee ja toteuttaa innovatiivisia polkupyöriä ja muita liikkumisen ratkaisuja. Haluatteko tietää lisää Duet-valikoimasta? Kannattaa tutustua kotisivuihimme !

Support for better life!

www.campmobility.fi

Tilaukset:

info@campmobility.fi
09 350 76 310

Varaosat:

varaosat@campmobility.fi
09 350 76 312

Huolto:

huolto@campmobility.fi
09 350 76 313

**Myynti ja sovitukset
& tuote-esittelyt ja -koulutukset:**

Ota yhteyttä alueelliseen myyntineuvottelijasi

**Katso yhteystiedot:
www.campmobility.fi/contactmobility**



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi