



Snow-Comfort kelkka

Snow-Comfort kelkkaa voi työntää tai vetää ja mäenlaskua varten siinä on teräksestä valmistettu työntöaisa ja tukikaaret. Ohjaajalle on oma jalkajarrulla varustettu lisäjalas.

Kelkka on valmistettu kestävästä muovista. Pohjan kulku-urat on vauhdin ja kestävyuden takaamiseksi vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jalaksilla.

Tarraturvavöiden ja korkeussäädettävän niskatuen ansiosta Snow Comfort on helppo säätää eri kokoisille käyttäjille esim. ryhmien lumiretkillä.

Väri vaihtoehdot vihreä ja punainen

Pyydä tarjous!

Lisätietoja asiakaspalvelustamme ja myyntineuvottelijoiltamme

Valmistaja:
KHW GmbH
Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk
Alte Lage 1a · 99331 Geratal OT
Geschwenda
Telefon +49 3 62 05 -7 49-0
Telefax +49 3 62 05 -7 49 34
info@khw-geschwenda.de
www.khw-geschwenda.de

OMINAISUUDET:

- Työntöaisa
- Tukikaaret
- Avustajan jalokset
- Muovirunko
- 117 x 49 x 50 cm
- 2 eri väri vaihtoehtoa
- max. käyttäjäpaino 80 kg
- paino 13 kg



CAMP[®]
MOBILITY

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Suomi | Patamäenkatu 5, 33900 Tampere, Finland | +358(0)9 359 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi

Ominaisuudet



Snow-Comfort kelkkaan voidaan kiinnittää erilaisia istuimia. Kuvassa Firefly GoTo Vinyl erityisistuin

Tarraturvavöiden ja korkeussäädettävän niskatuen ansiosta Snow Comfort on helppo säätää eri kokoisille käyttäjille



Avustajalle oma jalkajarrulla varustettu lisäjalas.



Tarjottavaan tuotteeseen sisältyy mm:

- korkeussäädettävä pää-/niskatuki
- irrottettavat avustajan lisäjalakset, voidaan nostaa ylös
- avustajan ohjaukshavat mäenlaskua varten
- teräksiset turvakaaret
- istuinpehmuste
- Tarraturvavyöt
- Vetonaru
- vihreä tai punainen runkoväri



Tekniset tiedot

Mittatiedot: (P x K x L): 117 x 49 x 50 cm
Paino: 13 kg
Pakkauksen koko 117x51x49 cm
Pakkauksen paino: 16 kg
Toimitus Eurolavalla 120x207x102 cm

Valmistaja:
KHW GmbH
Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk
Alte Lage 1a · 99331 Geratal OT
Geschwenda
Telefon +49 3 62 05 -7 49-0
Telefax +49 3 62 05 -7 49 34
info@khw-geschwenda.de
www.khw-geschwenda.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility Finland