



# Palvelut & tuotteet SENIOREILLE



bock  
100 YEARS



# Apuvälinevuokraus

Kun haluat vuokrata apuvälineen, ota yhteyttä [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) tai **puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16) ja pyydä tarjous!**

## Vuokrauksen hinta

Vuokrahinnaston löydät myös [www.campmobility.fi/vuokraus](http://www.campmobility.fi/vuokraus)  
\*Vuokrahinnan lisäksi vuokratuotteen hinta sisältää aloitusmaksun, joka veloitetaan ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä.  
Myös mahdolliset toimituskulut veloitetaan erikseen.

## Minimi vuokra-aika on yksi kuukausi

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, sopimus päättyy irtisanomista vastaavan kuukauden päättyessä.

## Osamaksu - yksityishenkilöille

### Luottopäätös heti

– maksutavan valinta vasta seuraavassa kuussa

30–60 pv 0% +0e

12 kk 0% +3,90e/kk

36 kk 14,90% + 3,90€/kk

max. 6 000,00 € (sis.alv.24%)

Hae osamaksurahoitusta:

[www.campmobility.fi/rahoitus](http://www.campmobility.fi/rahoitus)

## Joustavasti maksuaikaa

Camp Mobility tilillä voit maksaa ostoksesi kerralla tai valita sinulle sopivimman maksuvaihtoehdon.

Hae tiliiä lähettämällä viesti:  
CAMPMOBILITY numeroon 18 311



## Leasing - organisaatioille

- Rahoitusajat 12 kk, 24 kk, 36 kk, 48 kk tai 60 kk
- Luoton minimimäärä 500e (alv.0%) (ei ylärajaa)
- Leasing-lasku 3 kk:n välein ja maksetaan etukäteen

Yritys maksaa sopimuskauden ajan kiinteää kuukausimaksua. Kulut pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, joka helpottaa budjetointia.

Leasing on taseen ulkopuolista rahoitusta, pääoman tuotto nousee, velkaantumisaste ei kasva ja vakuudet ovat käytettävissä muualla. Leasing-kulut käsitellään kirjanpidossa vuokrana, jolloin kulut ovat täysimääräisenä poistettavissa verotuksessa.

Aina uudet välineet ja laitteet käytössä, ei huolto- eikä muita piilokuluja!

Ota yhteyttä [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
ja pyydä leasing-tarjous!

# GRENKE

FAST // FORWARD // FINANCE

**CAMP**  
MOBILITY

# Vuokrahinnasto

## KOTIHOITTOON

	Veroton hinta alv. 0%	Verollinen hinta sis.alv. 24%
	kuukausi- vuokra	kuukausi- vuokra
	+aloitus- maksu*	+aloitus- maksu*
Kotihoitosängyt 80/90x200 cm	65.00	80.60
Keskikorkean riskin patjat 80/90x200x14 cm	30.00	37.20
Korkean riskin patjat 83/88x200x17cm	70.00	86.80
Klaimber -nostotuoli	45.00	55.80
Henkilönostimet Birdie EVO/ISA max. 180 kg	65.00	80.60
Nostoliinat XS-XXL tarpeen mukaan	16.00	19.84
Seisomateline Standy Electro sähkössääd.	130.00	161.20

## PESEYTYMISEEN

Suihkutuoli Ocean, työnnettävä, pienipyör.	35.00	43.40
Suihkutuoli Ocean, kallistettava	55.00	68.20
Suihkutuoli Ocean, kelattava 24"	50.00	62.00
Pesutaso Seers, hydraulinen korkeudensäätö	110.00	136.40

## LIIKKUMISEEN

Peruspyörätuolit istuinleveydet 38-46 cm	35.00	43.40
Comfort-pyörätuolit istuinleveydet 39-46 cm	40.00	49.60
Nokkapyörä Track Wheel + pyörätuoli Icon	65.00	80.60
Työntöapu V-Drive HD + pyörätuoli	90.00	111.60
Ajokeula PAWS City 12"+ pyörätuoli Icon	299.00	370.79
JBH kevytsähköpyörätuolit kokoontaitettava	160.00	198.40
Sähkömopot 3- tai 4-pyöräiset	160.00	198.40
Paripyörä Side-by-side sähköavusteinen	399.00	494.76
Kolmipyörä Lagoon sähköavusteinen 7-vaiht.	220.00	272.80
Kolmipyörä Lagoon tai Freedom perus, 3-vaiht.	120.00	148.80

## HENGITTÄMISEEN

Happirikastin PerfectO2	60.00	74.40
Happirikastin Platinum Mobile	160.00	198.40

## KUNTOUTUKSEEN (ei minimilaskutusaikaa)

Artromot K1 Classic CPM-laite	280.00	347.20
Rehamoto LGT-5100D harjoitusterapialaite	199.00	246.76
StairTrainer kävely- ja porrastreenilaite	280.00	347.20

\*Vuokraan lisätään aloitusmaksu ja toimituskulut. Vuokralaskutuksen minimiaika 1 kk: Tuote voi olla asiakkaalla lyhyemmänkin aikaa, mutta laskutamme 1 kk:n vuokran. Vuokrahinnat voimassa vuoden 2022 loppuun.



# Pyörätuolit & työntöavut

## Invacare pyörätuolit

Camp Mobility myy kaikkia Invacaren kiinteitä ja kokoontaitettavia **perus-, aktiivi-, comfort- ja XXL** -pyörätuolimalleja Suomessa. Invacaren valikoimaan kuuluu mm. tunnetut **Action<sup>3</sup>**, **Rea Clematis** ja **Küschall** -pyörätuolit.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjältämme!**  
**Vuokrahinnat alk. 35,-/40,-/kk + aloituskulut**



## Vermeiren pyörätuolit ja työntöavut

Camp Mobility myy kaikkia Vermeirenin **aktiivi- ja XXL** -pyörätuolimalleja Suomessa. Vermeiren valikoimaamme kuuluu mm. uusi aktiivituoli **Trigo** V300-sarjan **XXL-tuolit** sekä suosittu **V-Drive** työntöapu.  
**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinta V-Drive + pyörätuoli alk. 90,-/kk + aloitus-/toimituskulut**

## Pyörätuoli Ormesa Juditta

**Ormesa Juditta** on ainutlaatuinen kokonaan punosrakenteinen comfort-pyörätuoli, jota käytetään erittäin haastavissa istuma-asento ongelmassa, kun perinteisistä tuoleista ei löydy ratkaisua esim. spastisille, levottomille tai vakavista iho- tai painehaava-ongelmista kärsiville potilaille. Juditassa potilas rauhoittuu ja se myös kestää paremmin kuin perinteiset pyörätuolit.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**ORMESA**  
*Juditta*





# Sähköpyörätuolit & mopot

## JBH kokoontaittavat kevytsähköpyörätuolit

JBH® D10 & D26 kokoontaitettavat sähköpyörätuolit mahtuu auton tavaratilaan. Kokoontaitto tapahtuu helposti parissa sekunnissa. Helppokäyttöinen ohjaus Joystickillä. Lentoyhtiöiden hyväksymät 24V/6Ah pitkän ajomatkan lithium-akut. Takavetoiset 12,5" kiinteät PU-renkaat ja 8" eturenkaat. Max. 6 km/h. Ajomatka 25 km (vara-akuilla 50 km). Max. kuormitus 120kg/140 kg/160 kg mallista riippuen.



JBH®



JBH® FDB02 kokoontaitettava sähkömopo mahtuu auton tavaratilaan. Automaattinen tai manuaalinen kokoontaitto parissa sekunnissa. Ohjauspaneelissa nopeudensäätö ja yhden painikkeen ON/OFF -ohjaus.



Lentoyhtiöiden hyväksymät 24V/6Ah pitkän ajomatkan litium-akut. Takavetoiset 7,5" kiinteät PU-renkaat ja keinoahkaistuin. Sähkömagneettiset jarrut ja kaatumisesteet varmistavat turvallisen käytön. Vakiöväri punainen. Ajomatka 20 km. Max.kuormitus 120 kg.

## Sähköpyörätuolit ja -mopot

Camp Mobility myy myös **Invacare**, **Mini Crosser** ja **Karma** mopo- ja sähköpyörätuolimalleja ja niiden varaosia Suomessa. Valikoimaamme kuuluu mm. takavetoisten markkinajohtaja **Aviva** -sähköpyörätuolit sekä **Orion**, **Comet** ja **Mini Crosser** -mopot

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**  
**Vuokrahinnat alk. 160,-/kk + aloituskulut**



Yes, you can.



Design. Technology. Performance.



# Kävelytelineet



**Gloss**



## Invacare Dolomite Rollaattorit

Camp Mobility myy kaikkia Invacare ja Dolomite **rollaattori ja kävelypöytämalleja** Suomessa. Dolomite valikoimaan kuuluu mm. tunnetut **Futura, Legacy, Melody, Symphony ja Jazz** rollaattorit sekä uudet **Gloss**-rollaattorit. Istuinkorkeudet 50 / 55 / 62 cm Max. 150 kg.

**Pyydä tarjous myyntipalvelusta!**

*Rollaattoreita ei toistaiseksi vuokrata.*

**Kysy myös osamaksua!**



## Server / Athlon / Navigator



Valikoimassamme myös **Rehasense** alumiini- ja hiilikuiturollaattorit ja kyynärvarsituelliset kävelytelineet ja kävelypöydät. Istuinkorkeudet 50 / 55 / 62 cm Max. 150 kg.

**Pyydä tarjous myyntipalvelusta!**

*Rollaattoreita ei toistaiseksi vuokrata.*

**Kysy myös osamaksua!**

# Polkupyörät

## Side-by-Side 20"



**PF Mobility** sähköavusteiset paripyörät voi vuokrata tai hankkia organisaatiolle omaksi. Max 240 kg.

**Vuokrahinnat alk. 399,-/kk**  
+ aloitus-/toimituskulut



## LAGOON

**Vermeiren** terapia-/kolmipyörät voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana sähköavusteisia ja perus 3- tai 7-vaihteisia versioita.

**Vuokrahinnat alk. 120/220,-/kk**  
+ aloitus-/toimituskulut

## Lagoon 24"



kokonaispituus  
18087



kokonaisleveys  
68



satulankorkeus  
810-900



korkeus satulasta polkimiin  
640-880



nousukorkeus  
194



ohjaustangon korkeus  
1121-1309  
1013-1206 (Vintage)



rengaskoko  
24" x 1 3/8



kokonaispaino  
27,8



käyttäjän paino  
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoiikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) ovat mahdollisia.

# Suihkutuolit

## Ocean Ergo

Invacare Aquatec **Ocean Ergo** suihkutuolit voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana pienipyöräinen tai kelattava 24" pyörillä tai kallistettava versio. Max 150 kg.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 35/50,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



## Back Up

**Rehasense Back Up** suihkutuolit / -jakkarat saatavana hygienia-aukollisella tai kiinteällä istuimella. Selkänoja myydään lisävarusteena. Max 150 kg.

**Pyydä tarjous myyntipalvelusta!**

*Suihkujakkaroita ei toistaiseksi vuokrata.*



## VIP & Dual VIP

Invacare Aquatec **Ocean Ergo VIP** kallistettavat suihkutuolit voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana VIP sekä Dual VIP versio, jossa 35°kallistettava istuin että selkäosa. Max 150 kg.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 55,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**






# WC & Hygienia

## WC-korottajat

*Invacare Aquatec 90 ja 90 000* ja muita WC-korottajiamme saatavana 2, 6, 10 tai 15 cm korkeana, kannella tai ilman, käsituilla tai ilman mallista riippuen. Max. 150-240 kg. Kysy myös XXL malleja max. yli 300 kg.

**Pyydä tarjous myyntipalvelusta!**

*WC-korottajia ei toistaiseksi vuokrata.*



## Tukikahvat

**Roth MOBELI imuelementtitukikahvat** voidaan kiinnittää ilman poraamista ja käyttää uudelleen eri kohteissa. Kokoina esim. 21/35/22–35/34–46,5/44–56,5/66,5–79cm. Saatavana kiinteitä, pituussäädettäviä ja wc-istuimen yhteyteen asennettava QuattroPlus-järjestelmä 42–54,5 cm Max. 100-160 kg.

**Mobilex tukikahvat** ovat edullisia, kestäviä muovikahvoja, jossa kiinnitys ruuvilla ja viimeistely suojamansetilla. Vakiokoot: 30, 45 ja 60 cm. Saatavana myös 70 cm putkea + pääty- ja jatkopaloja erikoismittaisiin kohteisiin. Max. 120 kg.

**Pyydä tarjous asunnonmuutostöihin erikoistuneilta myyjiltämme!**

**Vuokrahinat alk. 11/16,-/ kk  
+ aloitus-/toimituskulut**



## Seers Pesutasot

**Seers Medical** pesutasoissa on pehmustettu PVC-makuualusta, suunta- ja keskuslukittavat pyörät ja alaskäännettävät sivulaidat, Laaja korkeudensäätö 41-94 cm, hydraulinen korkeudensäätö toimii jalkapedaalilla. Max. nostokapasiteetti 240 kg. Runko on pulverimaalattua ruostumatonta terästä. Mitat: 195 x 74 cm (65 cm ilman törmäyspyöriä) Lapsille ja pienille henkilöille Junior malli 160 cm.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinat alk. 110,-/ kk  
+ aloitus-/toimituskulut**



# Nostaminen ja siirtäminen

## Birdie EVO



*Invacare* **Birdie EVO henkilönostimet** ovat kokoontaitettavia henkilönostimia, joilla voidaan nostaa makuuasennosta, istuvasta asennosta tai lattialta esim. pyörätuoliin, WC- suihkutiloihin ja takaisin. Laaja valikoima erilaisia nostoliinoja.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 65,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**

## ISA

*Invacare* **ISA seisomanojanostimet** nostaa istuvasta asennosta seisomaan. Saatavana 2 eri nostoliinamallia.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 65,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



## Gateway

*Rehasense* **Gateway siirtolaite** kääntää istuvasta asennosta seisomaan. Sopii henkilöille, jotka voivat vähän varata painoa jalkojen varaan. Voidaan käyttää Gateway Belt -nostovyön kanssa tai ilman.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 40,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



## Aerolet

**Aerolet WC-nostin** on WC-istuimen päälle asennettava wc-nostin, jonka avulla henkilöt, joilla on vaikeuksia nousta ylös ja istua, voivat käyttää wc:tä itsenäisesti ja turvallisesti.

**Aerolet Diagonal** on kallistuva malli, jossa WC-istuimella kallistuu noston aikana diagonaalisesti. Korkeudensäätöalue 43-110cm. Saatavana myös XXL koko (max. 250 kg) ja vain pystyynnostava ns. perusmalli.

**Aerolet Vertical (150 kg)**, jossa WC-istuimella ei kallistu noston aikana.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**



## Stand Up

Kotikäyttöön soveltuva nojatuoli nostaa seisomaan ja kallistaa selkä- ja jalkaosan jopa 180° lepoasentoon.

**Pyydä tarjous myyntipalvelusta!**

*StandUp nojatuolia ei toistaiseksi vuokrata.*

**Kysy myös osamaksua!**

## Klaimer

Klaimer nostaa lattialta istumaan ilman sähköä keinumekanismilla.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 45,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**





Konepestävä!

## NordBed Optimo - invacaren uusin konepestävä kotihoitosänky

- **ErgoMove™**-teknologia = käyttäjän voi siirtää makuuasennosta istuma-asentoon 1 painalluksella
- **Up-and-Out™**-varmistaa vaivattomat ja turvalliset siirrot sänkyyn ja siitä pois
- **Remember me™** -käyttäjän säätöjen ohjelmointi
- Helppokäyttöinen käsiohjain
- Pidennettävä patja-alusta vakiona.
- Vakiona konepestävä runko, joka sopii puhdistettavaksi koneellisesti.
- Helppo purkaa kuljetusta ja varastointia varten.  
- Painavin osa alle 20 kg.
- Anti-Trendelenburg ja Trendelenburg  
- Tukee hoitajaa, kun asiakasta asetetaan sänkyyn  
- Asentovaihtelu alentaa painetta
- Kattava valikoima lisävarusteita, erilaisia päätyjä ja puu- / metalliosia / värivaihtoehtoja.
- 90 ja 105 cm: Max. 220 kg / SWL 235 kg  
120 cm: Max. 250 kg / SWL 285 kg

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Kotihoitosänkyjen vuokrahinnat alk. 65,-/ kk  
+ aloitus-/toimituskulut**





## Hermann Bock Floorline 15/80

### - lähes lattiarajaan säätävä uusi kotihoitosänky

- Uusi Hermann Bock Floorline 15/80 hoitosänky voidaan laskea poikkeuksellisen alas, jopa 15 cm korkeudelle ja toisaalta myös nostaa selkäystävälliselle, jopa 80 cm hoitokorkeudelle helpottamaan hoitotyötä.
- Yhteensä 6 pyörää molemmissa päissä (4x100mm, 2 x 75 mm) ovat lukittavia ja suuntalukittavia
- 4-osaisessa jäykkyyssäädettävässä puusäle-pohjaisessa makuualustassa 4-säätötoimintoa
  - patjan pituuskompensaatio
  - selkä-, reisi- ja sääriosan kallistukset
  - trendelenburg/antitrendelenburg
  - Puusäleet helppo vaihtaa ja puhdistaa
- Makuualusta 90x200 cm
- Kokonaismitat 103x219 cm

- 3 eri sivulaitavaihtoehtoa (6 versiota ja 10 päätypaneelivaihtoehtoa joita voi käyttää myös ristiin) tai voi käyttää myös ilman laitoja
- Kaikissa Bock kotihoitosängyissä vakiovärinä vaalea tammi (Sonoma Oak)
- Erikoislevydet 100, 105 110 cm
- Erikoispituudet 210 ja 220 cm pidennysosilla
- Optiona metallisälepohja tai ripoluxneo jousitettu sälepohja.

Kattava valikoima muita lisävarusteita kuten väriin sointuvat yöpöydät, kohottautumisteline, lamput jne.

- Max. käyttäjäpaino 185 kg / SWL 220 kg.
- Täyttää standardin EN 60601-2-52 vaatimukset

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Kotihoitosängyjen vuokrahinnat alk. 65,-/ kk  
+ aloitus-/toimituskulut**

# InvaSoft™ Hybrid

advanced hybrid technology



## InvaSoft Hybrid

### - uusi, kliinisesti tutkittu moottoroimaton korkean riskin painehaavapatja

- Invacare tutkimus- ja suunnitteluohjelmassa yhteistyössä mm. kudosasiantuntijoiden kanssa kehitetty InvaSoft Hybrid on helppo, tehokas ja vaikuttava korkean riskin painehaavapatja
- Riippumattomat testitulokset vahvistavat, että InvaSoft Hybrid on erittäin tehokas painehaavojen kehittymisen ehkäisyyn keskeisten tekijöiden hoidossa.
- Helppo käyttää, ei monimutkaista asennusta.
- Helppo puhdistaa
- Helppo huoltaa, pääkomponentit voidaan vaihtaa ilman erikoistyökaluja ja huoltokoulutusta.
- Ympäristöystävällinen: Sähkövirtaa ei tarvita ja sillä on positiivinen hiilijalanjälki.
- Modulaarinen design: tuotteen osat voidaan vaihtaa yksitellen.
- Hengittävä, nesteitä läpäisemätön, +95°C konepestävä päällinen
- Leveydet: 83/85/88 cm
- Pituus: 200 cm (187/210 cm erikoistilauksesta)
- Paksuus 17 cm
- Max.käyttäjäpaino 230 kg

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokra hinnat alk. 70,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**

# Istuintyyny ja selkäosat

Vicair

*Kysytty  
uutuustyyny  
suihkutuoleihin!*

*Kokonaan +60°C  
konepestävät  
istuintyynyt!*



## VICAIR HYGIENE O2

### Vicair Hygiene

#### 8x45x8 cm kiinnityshihnoilla

- Helppo kiinnitys
- koostuu 4 osasta
- Hygienia-aukko: WC- ja alapesu
- Pesu pesukoneessa +60°C
- 1 koko: 48x45x8 cm
- Max. 250 kg

## VICAIR ACTIVE O2

- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C (ilman vaahtomuovia)
- Max. 250 kg

## VICAIR ADJUSTER O2

- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 10 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg



## Stabilo

### STABILO tyhjiötyyny

- Polyuretaanirakeista ja viskoelastisesta vaahtomuovista valmistettu tyhjiötyyny
- Helppo muotoilla käyttäjän mukaan.
- Haluttu muoto saadaan aikaan poistamalla tyynyn sisältä ylimääräinen ilma pois käsi- tai sähköpumpun avulla.
- Pintamateriaalina neopreeni eli samaa materiaalia kuin märkäpuvissa
- Kestäviä ja vedenpitäviä
- Ei sis. lateksia
- Pesu 40°



CAMP  
MOBILITY



# Tasonostimet ja hissit

## FlexStep & EasyLift

### LiftUp FlexStep porrashissi

muuntuu rappusista tasonostimeksi ja takaisin muutamassa sekunnissa.

### LiftUp EasyLift tasonostin

on tyylikäs yksilöllisesti kustomoitavissa oleva tasonostin yksityisiin ja julkisiin tiloihin.

**Kysy lisää ja pyydä tarjous asunnonmuutostöihin erikoistuneilta myyjiltämme!**



## TechLift M4 & 500

### TechLift M4 tasonostin

on tyylikäs yksilöllisesti kustomoitavissa oleva tasonostin yksityisiin ja julkisiin sisä- ja ulkotiloihin.

### TechLift 500 tasonostin

on tyylikäs yksilöllisesti kustomoitavissa oleva tasonostin yksityisiin ja julkisiin sisätiloihin.

**Kysy lisää ja pyydä tarjous asunnonmuutostöihin erikoistuneilta myyjiltämme!**





# Luiskat ja rampit



## EU-moduulirampit




**Trident** EU-moduulirampit on 100 % kierrätettäviä, kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppijärjestelmiä. Ulkotiloihin soveltuvat ramppi- ja luiskaelementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi.

kestäviä ja nopeita asentaa ja purkaa. Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja /tai ripustuskiinnityksenä. Kokonaisuus on helppo siirtää uuteen asennuskohteeseen esim. muuton yhteydessä. 10 vuoden takuu.

Terässilmukkainen kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella. Elementit ovat erittäin

**Kysy lisää ja pyydä tarjous asunnonmuutostöihin erikoistuneilta myyjiltämme!**



Valikoimassamme kynnykset ja luiskat!

# Kuntoutusvälineet

## Rehamoto

**Rehamoto LGT-5100D** ylä- ja alaraajan aktiivi-passiivi terapharjoituslaitteella käyttäjät voivat tehdä passiivista, avustettua, aktiivista ja vakionopeusharjoitusta. Kliinisen harjoittelun vaikutus edistää motoristen toimintojen palautumista.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 199,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



## Artromot CPM-laite

**Artromot K1 Classic** CPM-laite polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin ennen ja jälkeen leikkauksen. Soveltuu sekä klinikka- että kotihoitoon. Käsiohjaimen säädöt on opastettu yksinkertaisin kuvin. Käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen ja vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaaajuutta.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 280,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



liftup

## StairTrainer

**LiftUp StairTrainer** kävely- ja porrastreenilaite soveltuu erinomaisesti sairauden tai onnettomuuden jälkeiseen kuntoutukseen ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kävelykyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Kuntoutusjakso voidaan aloittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, koska StairTrainerin askelmakorkeus voidaan matalammillaan säätää 25 mm:iin. Kuntoutuja ei tarvitse pelätä putoamista tai kompastumista.

Askelmakorkeus säädetään digitaalisesti, mikä helpottaa työskentelyä, varsinkin jos laitetta käyttää useampi kuntoutuja. Digitaalisesta askelmakorkeuden näytöstä on helppo seurata myös kuntoutuksen edistymistä. Pohjassa olevan pyörän ansiosta laite on helppo siirtää varastoon tai eri harjoitustiloihin.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!**

**Vuokrahinnat alk. 280,-/ kk**

**+ aloitus-/toimituskulut**



**CAMP**  
MOBILITY

# Oli kiva tavata! Ota yhteyttä:



**Tapani Vuorinen**  
tapani.vuorinen@campmobility.fi  
044 981 8090



**Kaisu Hyttinen**  
kaisu.hyttinen@campmobility.fi  
0400 410 865



**Kai Mustalahti**  
kai.mustalahti@campmobility.fi  
0400 478 220



**Matti Mikkonen**  
matti.mikkonen@campmobility.fi  
0400 183 253



**Taina Kosunen**  
taina.kosunen@campmobility.fi  
0400 185 078



**Markku Hyttinen**  
kaisu.hyttinen@campmobility.fi  
040 125 4046



**Ville Valkeejärvi**  
ville.valkeejarvi@campmobility.fi  
045 728 3040



**Jasmin Andersson**  
jasmin.andersson@campmobility.fi  
040 1260 710



**Petteri Tontti**  
petteri.tontti@campmobility.fi  
0400 723 527  
*Varaosat*



**Teemu Jokihaara**  
teemu.jokihaara@campmobility.fi  
0400 410 865  
*Tekniset ratkaisut*



**Mervi Jylli**  
mervi.jylli@campmobility.fi  
045 7292 866  
*Vuokraus*



**Sami Salonen**  
sami.salonen@campmobility.fi  
045 7200 419  
*Rampit ja nostimet*



**Support for Better Life!**

**support**  
**FOR BETTER LIFE**

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

***Tervetuloa  
käymään meillä!***

**CAMP HELSINKI**

Valimotie 17-19  
00380 Helsinki (1. krs)  
**045 728 3040 /  
040 1260 710**

**CAMP TAMPERE**

Patamäenkatu 5,  
33900 Tampere  
**09-350 76 310**

**CAMP Mobility KUOPIO**

Leväsentie 3,  
70700 Kuopio (Servica)  
**0400 410 865 / 040 125 4046**

**CAMP Mobility OULU**

Kiviharjunlenkki 4  
90220 Oulu (Rehapolis 1, 2. krs)  
**0400 185 078**