



Messutuotteita JA UUTUUKSIA



.bock^{///}



WOLTURNUS



Aktiivipyörätuolit



- ✓ Aina saatava myös alastaittavalla selkäosalla

Wolturnus aktiivipyörätuolit

Yksilölliset kiinteärunkoiset aktiivipyörätuolit valmistetaan aina yksilöllisesti tarpeittesi mukaan kiinteällä tai säädettävällä selkäosalla, taka-akselilla ja jalkatuella.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Tukan 120 kg
Tukan Tilt 120 kg

- ✓ kiinteällä tai alastaittavalla selkäosalla - käyttäjille jotka tietävät mitä haluavat
- ✓ Avoin runko
- ✓ Käyttäjäpaino max.120 kg



**ILSA-
selkäosa**

Dalton 160-250 kg

- ✓ Erilliset, sivullekääntyvät jalkatuot kulma- ja korkeussäädettävät
- ✓ Kulma- ja korkeussäädettävä alastaittava selkäosa
- ✓ Saatavana myös matala istuinkorkeus (Dalton L)
- ✓ Irrotettavat tai kiinteät sivusuojat
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Käyttäjäpaino max. 160 kg (250 kg)

**Lignorim
puukelaus-
vanteet
meiltä!**



CAMP[®]
MOBILITY


WOLTURNUS



W5 170 kg

- ✓ Yksilöllinen kiinteärunko
- ✓ Kiinteä tai säädettävä selkäosa, taka-akseli ja alkatuki
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Paino alk.6,5 kg
- ✓ max. 170 kg



W5 SL 80 kg

- ✓ Täyhsitsattu tai eri säädöillä
- ✓ Kevyempi runko, kapeammat putket
- ✓ Käyttäjänpaino max. 80 kg



W5 Suspension 150 kg

- ✓ Ilmajousitettu täyhsitsattu taka-akseli
- ✓ Säädettävä ilmajousitus
- ✓ Kiinteä tai säädettävä selkänoja
- ✓ Max. 150 kg



W5 S 140 kg

- ✓ Täyhsitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Kevyt ja elegantti, kaarevat runkoputket
- ✓ Käyttäjänpaino max. 140 kg
- ✓ Törmäystestattu

W5 XXL 250 kg

- ✓ Vahvistettu runko ja kuljetuspyörät paineilmarenkailla kovaan käyttöön ja painaville käyttäjille
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Max. 250 kg



Aktiivipyörätuolit



Küschall®

Küschall aktiivipyörätuolit

Camp Mobility myy useiden valmistajien **perus-, aktiivi-, comfort- ja XXL** -pyörätuolimalleja Suomessa. Valikoimaamme kuuluu mm. tunnetut *Invacare*, *Rea* ja *Küschall* -pyörätuolit. Uutena nyt myös *Woltumus* aktiivipyörätuolit.



KSL



K-Series

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Trigo-T ja Trigo-S

Vermeiren Trigo: laajasäätöinen kokoon-taitettava aktiivipyörätuoli. Saatavana myös kevyempi Trigo-S kiinteällä eturungolla sekä lastenkoot.



Champion



Compact

TriGO



Trigo-T



Trigo-T lasten



Trigo-S lasten



Ajokeulat, kelaus- ja työntöavut

Camp Mobility myy ja vuokraa kaikkia **Batec**, **Rehasense PAWS** ja **Decon** ajokeuloja ja kelaus- sekä työntöapuja. Uutena nyt myös Rehasense **Eco Assist** - ajokeula saatavana myös edullisena pakettina Rehasense **ICON30 FAF** puoliaktiivipyörätuolin kanssa.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Vuokraus 12,39 / 15,37 €/vrk

PAWS City 12"

PAWS Tourer 20"
Fatbike
+ tetrakahvat



Uutta! Eco Assist + Icon 30 FAF



PAWS City 12" + Icon 30



PAWS Tourer 20" + Icon 60

TrackWheel

Track Wheel on markkinoiden kevein hiilikuiturunkoinen nokkapyörä. Paino vain 2.6 kg. 12" tuuman vakaa ja väpättämätön rengas. Helppo käyttää ja kevyt liikutella, irrottaa ja asentaa takaisin. Asennus jalkalautaan muutamassa sekunnissa. Max. 150 kg.

Saatavana myös **Double Arm** -versio pyörätuoleihin, jossa kiinnitys kiinteiden jalkatukien runkoputkiin. 4,5 kg.

Uutuutena Double Arm -versio pyörätuoleihin, jossa kiinnitys irrotettavien erillisten jalkatukien tilalle.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Yomber +

Yomper+ on langaton lisävoimalaite, jota käytetään bluetooth-yhteydellä toimivan EasyGo-käsiohjaimen avulla. Dynaamisen ohjaimen voi kiinnittää sopivaan paikkaan pyörätuoliin tai vaikka omaan reiteen.

2 eri ajomoodia: sisä- ja ulkokäyttö ja 5 eri nopeustasoa 0 - 6 km/h.

Ajomatka 6Ah lithium-ion 160Wh akulla 23 km tai optiona saatavalla isommalla 10Ah lithium-ion 240Wh akulla 35 km

Paino 5,8 kg, ilman akkuja 4,65 kg.

Max. kallistus / nousukyky: 10° / 16 %.

Max. 150 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Kevytsähköpyörätuolit ja mopot

Kokoontaittavat kevytsähköpyörätuolit

Invacare **Esprit Action®** ja **JBH® D26/D39XL** kokoontaitettavat sähköpyörätuolit mahtuvat helposti useimpien autojen tavaratilaan. Kokoontaitto tapahtuu helposti pariissa sekunnissa. Helppokäyttöinen ohjaus Joystickillä. Moottorit ja akut sijoitettu fiksusti takapyöriin tai rungon sisään mallista riippuen. Paino alk. 23 kg (ilman akkuja). Max. 6 km/h, ajomatka yhdellä latauksella 25 km ja max. kuormitus 120-160 kg mallista riippuen.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Vuokraus 6,52 /8,09 e/vrk



D26 musta



Karma KS-343.2 pieni sähkömopo

karma

Karma® KS-343.2 on pienikokoinen sähkömopo lyhyille ajomatoille. Uudessa ohjauspaneelissa nopeudensäätö ja yhden painikkeen ON/OFF -ohjaus.

Lentoyhtiöiden hyväksymät 24V/6Ah pitkän ajomatkan litium-akut.

Takavetoiset 7,5" kiinteät PU-renkaat ja keinoahkaistuin. Sähkömagneettiset jarrut ja kaatumisesteet varmistavat turvallisen käytön.

Ajomatka 20 km. Max.kuormitus 120 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

CAMP
MOBILITY



Ajettavat työtuolit / sisäsähköpyörätuolit

Eurovema



Miniflex ja Flexmobil

Eurovema **Miniflex®** ja **Flexmobil®** ovat sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkökäyttöisiä työtuoleja minimaalisilla ulkomitoilla. Niiden pieni ja monipuolinen edistynyt työtuoli-istuin, on kehitetty yhdessä istumisergonomian asiantuntijoiden kanssa. Sen avulla käyttäjä pääsee helposti pöytien ja työtasojen ääreen.

Hieman suuremmat vetopyörät mahdollistavat kynnysten yli ajamisen vaivattomasti. Istuin kallistuu -19 -22 asteeseen mallista riippuen, mikä helpottaa tuolin siirtymistä ja siitä poistumista. Saatavana myös Junior tai Comfort-istuimella.

Molemmissa malleissa LinX-elektronikka ja 2 eri istuinkorkeuden säätöaluetta "matala" ja "korkea". Saatavana myös Junior tai Comfort-istuimella.

Miniflex®:ssä on vetävät etupyörät. Nivelletyn takapyöräparin ansiosta Miniflex pysyy aina kosketuksissa lattiaan. Max. 4 km/h. Max ajomatka n. 15 km. Max. 150 kg.

Flexmobil®:n vetävän pyörän keskisijoituksen ansiosta sitä on erittäin helppo ajaa. Tuoli pyörii oman akselinsa ympäri erittäin pienellä kääntösäteellä, joka ei vaadi paljon tilaa.

Flexmobil® on varustettu innovatiivisella rungolla, jossa on laajempi istuinkorkeus ja hiljainen ääni. Max ajomatka 8,5 h. Max. 4 km/h. Max. 150 kg.



Flexmobil



Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Miniflex

Lapsille ja nuorille



Sorg Airon

SORG AIRON on uusi, kevyt ja tyylikäs, open frame -aktiivipyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille lähes rajattomilla säätö-, koko- ja varusteluvaihtoehdoilla. Koot alk. 28x32 aina 50x50 cm saakka. Max. 120 kg.



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

Kulmasäädettävä ja alastaettava selkäosa: snap-in-toiminto helpottaa esim. autoon lastaamista.



Sorg Dynamis TSD joustava Comfort-pyörätuoli

SORG Dynamis TSD on ainutlaatuinen joustava comfort-pyörätuoli esim. spastisille tai liikehäiriöisille henkilöille. Toisin kuin perinteisissä kaasujousikallisteisissa tuoleissa, oikeaa kaasunpainejousen lujuuutta ei tarvitse etsiä. Kallistus -3° - 30°. Koot 30x32 - 50x52 cm. Max. 90 kg. Lue lisää <https://sorgrollstuhltechnik.de/>





Josi-pro jousitetut, kokoontaitettavat terapiarattaat

Josi-pro on Josi-Wismistä kehitetty, erityistarpeisiin ja maastoon soveltuva monipuolinen ja toimiva terapia-/lastenrattaat, jotka on suunniteltu tukemaan lievää asentotukea tarvitsevia lapsia. Istuinsyvyyden, istuinkulman, selkänojan ja jalkatuen säätövaihtoehdot tarjoavat optimaalisen tuen ja mukavuuden lapselle, ja säädettävä työntötanko työntämisen juuri sopivalla korkeudelle. Josi-pro:ssa on kuomu, ja sitä voidaan täydentää laajalla valikoimalla optioita ja lisävarusteita.

- 3 eri kokoa, 6 eri väriyhdistelmää
- Jousitettu kokoontaitettava alumiinirunko
- Rumpujarrut seisontajarruilla
- Korkeus- ja kulmasäädettävä jalkatuki
- Taitettava, säädettävä pehmeä istuin & selkäosa
- istuinkulma säädettävissä 30° asti
- 16" takapyörät / 12,5" jäykkä etupyörä
- Max. käyttäjäpaino jopa 90 kg
+ hyötykuorma 15 kg

Räätälöi Josi-pro 6 kirkkaalla eri väriavaihtoehdolla!

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



ORMESA®



Ormesa Trollino & Adjustable Trolli

Kevyet kokoontaittavat terapiarattaat, jotka mahtuu autoon kuin autoon. Verhoilu hengittävää, kestävää, helposti pestävää ja paloturvallista materiaalia. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta täyttävät helposti eri käyttäjien tarpeet.

Trollino 1 koko 4 väriä: punainen, sininen, pinkki ja musta Istuinleveys 36 cm, kavennuspalloilla - 4 cm tai 8 cm. 110-140 cm/ Max. 55 kg.

Trolli Adj. isommille lapsille ja nuorille sekä aikuisille ist.leveydet 36/40/43 cm. Max. 80-110 kg koosta riippuen.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!





Grillo Chair

Grillo Chair on ihanteellinen ratkaisu päiväkotiin, kouluun ja kotiin ja se voidaan yhdistää mihin tahansa opetus- ja leikkitoimintaan tai **Ormesa monitoimipöydän** kanssa, joka luo täydellisen yhdistelmän vakauden, asennon ja käytännöllisyyden välille. Saatavana 2 väriä vaaleanpunainen ja sininen ja 2 kokoa. max. 35 kg ja 45 kg painoisille lapsille.

Multifunction Table

Leveä pöytälevy on ergonominen ja käytännöllinen toimintojen harjoitteluun ja lukemiseen. Helpottaa yläraajojen toiminnallista käyttöä, pitää vakaan asennon ja mahdollistaa laajan ja jäsennellyn näkymän tilaan, etäisyyksiin ja ympäristöön.

3 kokoa: pieni koko lapsille, keskikokoinen nuorille ja suuri koko aikuisille.

Grillo Adjustable Seating

Grillo Adjustable Seating on säädettävä, korkea istuin lapsille ja nuorille. Patentoitu korkeudensäätöjärjestelmä mahdollistaa tilaa säästävän jalustan ja tarjoaa laajan valikoiman eri säätö- ja varusteluvaihtoehtoja. Saatavana 3 kokoa, 3 väriä punainen, pinkki ja sininen ja 3 konfiguraatiota: erillisellä monisäädettävällä päätuella, pehmustetulla päätuella tai muotoilulla päätuella.

Mini 75-105 cm / max. 25 kg,

Small 90-120 cm / 35 kg

Medium 110-145 cm / max 45 kg lapselle.



Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



ORMESA®



Ormesa BIKO - kolmipyörät

Ormesa **Biko** kolmipyörissä on erityisen matala nousukorkeus, vakaa ajotuntuma ja paljon lisävarusteita. 4 kokoa joka kokoa 3 väriä. Saatavana kiinteä navallinen tai jarrunavallinen, vaihteeton tai 3-vaihteinen. Erikoisominaisuutena kokoontaitto-mekanismi (ei koko mini). 5 kokoa: Mini S M L ja XL: 90-100 cm/30 kg:sta aina 155-190 cm/100 kg aikuiseseen saakka.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Mini

Colours:



Small

Colours:



Medium

Colours:



CAMP
MOBILITY

Large

Colours:



Extra Large

Colours:



Polkupyörät

Side-by-Side 20"

PF Mobility sähköavusteiset paripyörät voi vuokrata tai hankkia organisaatiolle omaksi. Max 240 kg. **Vuokraus 15,67/19,43 vrk + toimituskulut**



L A G O O N

Vermeiren terapia-/kolmipyörät voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana sähköavusteisia ja perus 3- tai 7-vaihteisia versioita.

Vuokraus alk. 6,52/8,09 / vrk + toimituskulut

Lagoon 24"



kokonais-
pituus
18087



kokonais-
leveys
68



satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



renkas-
koko
24" x 1 3/8



kokonais-
paino
27,8



käyttäjän
paino
125

SAFARI Sporty

SAFARI - unisex malli

Koristeelliset safarihahmot ja kirkaat värit tekevät tästä kolmipyörästä katseenvangitsijan pienille lapsille. Kello on kirahvin muotoinen ja takalokero on ihanteellinen lelujen kuljettamiseen. Ohjaustangon korkeus ja kulma on säädettävissä (saatavana erilaisia ohjaustankoja) Tämä kolmipyörä sopii täydellisesti lapsesi tarpeisiin.

- Käsijarru paikoitusjarrulla
 - Korkeussäädettävä satula ja ohjaustanko
 - Madallettu runko helpottaa pyörän päälle ja pyörästä pois nousemista.
 - Saatavana kiinteällä navalla ja jarrunavalla
- Saatavana useita eri optioita ja lisävarusteita.



SAFARI

Haaramitta
30 - 46 cm
(vastaa runkokoa 12")

Käyttäjän
pituus
85-115cm

Sporty

Haaramitta
50 - 70 cm
(vastaa runkokoa 16")

Käyttäjän
pituus
105-145cm



kokonaispituus	kokonaisleveys	satulan korkeus	korkeus satulasta polkimiin	nousukorkeus	ohjaustangon korkeus	rengaskoko	kokonaispaino	käyttäjän paino
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2,00	14	40

kokonaispituus	kokonaisleveys	satulan korkeus	korkeus satulasta polkimiin	nousukorkeus	ohjaustangon korkeus	rengaskoko	kokonaispaino	käyttäjän paino
1294	648	610-760	490-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

FREEDOM BLACK

Freedom on vakaa ja kestävä kolmipyörä vaativille nuorille ja pienikokoisille aikuisille.

Täydellinen kolmipyörä ajeluun maalla ja kaupungissa.

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä.
- Vaihteeton, 3-vaihteinen tai erikoistilauksesta 7-vaihteinen
- Korkeussäädettävä satula (saatavana erilaisia)
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n. 17 cm)
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru. Lisävarusteena levyjarru takapyörille
- Iso, metallinen kuljetus-taraka takana.
- Vakiöväri: Musta erikoistilauksesta myös valkoinen



FREEDOM

Haaramitta
68 - 88 cm
(vastaa runkokoa 24")

Käyttäjän
pituus
125-175cm



V-jarrut

NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenlain 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Vuokraus

alk. 6,52/8,09 / vrk



kokonaispituus	kokonaisleveys	satulan korkeus	korkeus satulasta polkimiin	nousukorkeus	ohjaustangon korkeus	rengaskoko	kokonaispaino	käyttäjän paino
1599	670	720-860	590-780	174	986-1174	20" x 1,75	25,5	110



Matrix Loxx ▼



Matrix Elan Standard ▼



Matrix Elan Mini ▼

Kiinnitysvaihtoehdot

380 x 115 mm**

380 x 260 mm**

280 x 260 mm**



Ellipse Pad ▼



Occipital Pad ▼



4 Point Pad ▼

Pehmüstevaihtoehdot

150 mm Ellipse Pad
150 x 90 mm

230 mm Occipital Pad
230 x 180 mm

4 Point Pad
280 x 260 mm

250 mm Ellipse Pad
250 x 130 mm

310 mm Occipital Pad
310 x 200 mm

360 mm Ellipse Pad
360 x 130 mm



* Invacare® Matrix® Elan® & Invacare® Matrix® Loxx™ päätuet ovat läpäisevät etutörmäystestit. Testattu standardin ISO 1176-5 (2019) moottoriajoneuvoissa käytettävät pyörätuolin istuinjärjestelmät ja ISO 16840-4 (2009) pyörätuolin istuimet - Osa 4: Istuinjärjestelmät liikkuvissa ajoneuvoissa mukaisesti.

** + 70 mm lateraalisisäätö

Päätuet



Ellipse pad: 3 kokoa



Occital Pad takaraivotuki: 2 kokoa



4-pistepäätuki: 1 koko Otsapanta lisävaruste



Privacy Flap



Backbone ristiseläntuki



Palleatukivyöt



▲ E2 Back
E2 Standard - 8cm Contour

▲ E2 Deep Back
E2 Deep - 15cm Contour

Matrx® Loxx™ intuitiivisesti säätävä pää-/niskatuki, soveltuu suurimpaan osaan eri pyörätuoleja. Konfiguroitavan kiinnitysjärjestelmän 4 säätöpistettä luo oikean tuen kerralla erillisellä säätöivillä, mikä mahdollistaa helpon ja intuitiivisen asennonvaihdon. Kaksi kääntöpalloa ja liukupalkki takaavat optimaalisen suuntauksen. Kaareva pystysuora tanko helpottaa sivu- tai eteenpäin säätöä. 3 erilaista pehmustemallia, jotka voidaan muotoilla sopivan kokoiseksi ja muotoiseksi ja eri kokoja:

Selkäosat

Matrx® Elite™ E2 selkäosat entistä laajempi kokovalikoima, joka takaa paremman istuvuuden kaikille. 2 syvyyttä: E2 Standard ja syvä malli E2 Deep. "Rauta" eli kiinnitysosat on nyt piilotettu, joka helpottaa puhtaanapitoa ja parantaa ulkonäköä. Uusi kliinisesti tutkittu, Rible foam -pehmusteinnovaatio + hengittävä 3D Meshtex -päällinen. Leveys- korkeus- syvyys- ja kulmasäädettävä Elite E2 on entistä helpompi kiinnittää Miniset tai Easysset -kiinnitysjärjestelmien avulla.





KINETIC BALANCE

Asentovyöt ja -liivit

POSITIVE POSITIONING



4-PISTE YLÄVARTALOYVÖ MIESTEN JA NAISTEN MALLI




	A	B	C
XS	310	80	500
S	400	100	500
M	500	125	500
L	570	130	500

NEOPREENIRINTAYVÖ



4-PISTELANTIOYVÖT JA 2-PISTELANTIOYVÖT

NILKKAHIHNA TARRANAUHALLA



Istuintyyny

VICAIR®



VICAIR® ADJUSTER O2

- Myydyin mallimme
- 5 kenno-osaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6, 10 ja 12 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

VICAIR® VECTOR O2

- Tukevin mallimme
- 8 kenno-osaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 10 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

VICAIR® ACTIVE O2

- 4 kenno-osaa + vaahtomuovi etuosaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C (ilman vaahtomuovietuosaa)
- Uusi paremmin uppoutuva takaosa
- Max. 200 kg



COMFAIR

Vakiopäällinen
vetoketjullinen, 100 % hengittävä ja pestävä.



TOP COVER

Huppupäällinen
"huppuna" tyynyn päälle asetettava 100% hengittävä ja pestävä päällinen. Ei ole vetoketjua.



INCOTEC

Inkopäällinen

Kysy myös muita Vicair-tuotteitamme!



HYGIENE O2



BUTTERFLY O2



ALLROUNDER O2

CAMP
MOBILITY



ZiboCare painehaavapatjat

Zibo Combi Active hybridipatja on kehitetty vastaamaan mahdollisimman laajan kohderyhmän tarpeisiin ja siinä on käytetty vain laadukkaimpia komponentteja. Kierrätettävyytensä ja kustannustehokkuutensa ansiosta patja sopii niin kotihoitoon, kunnille kuin sairaaloillekin.

Patjaan voidaan halutessa liittää pumppu ja käyttää vaihtelevia painetasoja paineen alentamiseksi, mutta, voidaan käyttää myös ilman moottoria. Vahvistetut sivureunat helpottavat sänkyyn siirtymisiä. Patjan kantapääalue on kevennetty.

- **80x200x18 cm**
- **85x200x18cm**
- **88x200x18cm**
- Päällinen pesu +95C.
- Max. 250 kg

Pumppu myydään tarvittaessa erikseen.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Vuokraus 4,67 €/5,64 €

+ toimituskulut

Zibo Flow Auto itsesäätyvä, dynaaminen, ilmatäytteinen painehaavapatja on innovatiivinen uusi tuote painehaavojen ehkäisyyn. Dynaaminen ilmakennopatja parantaa nukkumismukavuutta ja helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, koska pumppu säättää patjan kovuuden automaattisesti käyttäjän painon mukaan. Koostuu 21 pehmeästä TPU (termostaattinen polyuretaani) ilmasolusta, 8 keskimäistä solua lisäksi tuulettavat, joka estää kosteuden muodostumisen ja varmistaa paremman mikroilmaston patjan ja käyttäjän välillä. Käytetään luokkien 1-4 painehaavaumien ehkäisyyn ja hoitoon.

Hiljainen pumppu toimii 5, 10 tai 15 minuutin sykleillä, vuorotellen nostaen ja laskien painetta. Painetta voidaan hienosäätää manuaalisesti 5 eri tasolla.

Pumppu on dynaaminen/staattinen, automaattisella kovetustoimintolla ja siihen on mahdollista asettaa istuma-asento -toiminto. Hengittävä +80°C konepestävä inkontinenssipäällinen. Max. 30-180 kg.

- **83x200x20 cm**
- **88x200x20 cm**

Vuokraus 3,67/4,55 vrk + toimituskulut



Floorline 15/80 & 9.5/80 ja Adiflex 220

- lattiarajaan säätävät uudet Bock kotihoitosängyt ja XXL-hoitosänky

Hermann Bock Floorline 9.5/80 ja 15/80 hoitosängyt voidaan laskea poikkeuksellisen alas ja toisaalta myös nostaa selkäystävälliselle, jopa 80 cm hoitokorkeudelle helpottamaan hoitotyötä.

- Lukittavat ja suuntalukittavat pyörät
- 4-osaisessa jäykkyyssäädettävässä puusäleppohjaisessa makuualustassa 4-säättöimintoa - patjan pituuskompensatio
- selkä-, reisi- ja sääriosan kallistukset
- trendelenburg/antitrendelenburg
- Puusäleet helppo vaihtaa ja puhdistaa

- Makuualusta 90x200 cm
- Kokonaismitat 103x219 cm
- 3 eri sivulaitavaihtoehtoa (6 versiota ja 10 päätypaneelivaihtoehtoa joita voi käyttää myös ristiin) tai voi käyttää myös ilman laitoja

- Kaikissa Bock kotihoitosängyissä vakiovärinä vaalea tammi (Sonoma Oak)

Floorline Optiot:

- Erikoislevydet 100, 105, 110 cm
- Erikoispituudet 210 ja 220 cm pidennysosilla
- metallisäleppohja tai ripoluxneo jousitettu säleppohja. Kattava valikoima muita lisävarusteita kuten väriin sointuvat yöpöydät, kohotautumisteline, lamput jne.

- Max. käyttäjäpaino 185 kg / SWL 220 kg.
- Täyttää standardin EN 60601-2-52 vaatimukset

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Vuokrahinnat alk. 5,15/6,38 vrk

+ asennus- & toimituskulut



Luiskat & Rampit

Nopea tapa ratkaista kynnysoongelmia

Helposti asennettava kynnysluiska, jossa liukumaton pinta. Kynnysluiskien vakio pituus on 900 mm. Tarvittaessa kynnysluiskaa voi lyhentää. Kantavuus 300 kg. Ei sisällä PVC:tä. Korkeudet: 4 - 72 mm, 2-4 mm välein.

Helppo kiinnittää ja lyhentää mattoveitsellä

Mobisex kynnysluiskat soveltuvat erinomaisesti myös kylpyhuoneisiin ja sauna- ja suihkutiloihin. Kynnysluiskat toimitetaan ilman liimapintaa tai liimapinnalla (1 m 2 puoleista teippiä) Mikäli vakio mittainen kynnyks (pituus 900 mm) ei kohteeseen sovi, voi kynnyksen helposti lyhentää mattoveitsellä.

Salkkurampit

Koot 45/70/90/120/150/180 cm
Kokoontaitettava salkkumallinen yhtenäinen luiska. antislip-pinta, taittosarana, kantokahva ja lukitus. Nousukorkeudet: 10 - 36 cm
Max. 300 kg.

RAMPPIPARIT 240/300 cm
Kokoonmenevät ramppiparit
Mitat: 240/300 x 76 cm, antislip sarnat, kantokahva ja lukitus.
Nousukorkeus: 48 tai 60 cm.
Max. 2 x 150 kg.


Minirampit

Minirampit korkoihin 5–16 cm.
Rakennetaan moduuleista, jotka liitetään yhteen valittuun pituuteen. 2 peruselementtiä: miniramppi ja taso. Kaltevat sivu- ja jatkopalat saatavana lisäosina. Vakiomallissa kaltevuus n. 10 cm.

Ota yhteyttä

Jos olet suunnittelemassa moduuli- tai miniramppikokonaisuutta, otathan yhteyttä. Autamme mitoituksessa ja teemme tarjouksen johon kuuluu kaikki tarvittavat komponentit ja halutessanne myös asennustyöt.

sami.salonen@campmobility.fi 045 7200 419





Moduulirampit

Trident EU-moduulirampit on 100 % kierrätettäviä, kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppijärjestelmiä. Ulkotiloihin soveltuvat ramppi- ja luiskaelementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi. Terässilmukainen kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella.

Elementit ovat erittäin kestäviä ja nopeita asentaa ja purkaa. Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja /tai ripustuskiinnityksenä. Kokonaisuus on helppo siirtää uuteen kohteeseen esim. muuton yhteydessä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous asunnonmuutostöihin erikoistuneilta myyjiltämme!

Esteettömyyspalvelut



Kartoituskäynti + Kustannusarvio



Toimitus + Asennus



Käytönopastus + Huolto



Varastointi ja uudelleenkäyttö

Klaimber[®] electric



Uusi Klaimber Electric

Nostaa lattialta yhdellä napin painalluksella.
Kotimaista apuvälinesuunnittelua suoraan Oulusta.
Saatavana myös sähkötön versio. Max. 120 kg.
Vuokraus 3,63 € /4,50 €

CAMP TAMPERE

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09 350 76 310

CAMP HELSINKI

Valimotie 17-19
00380 Helsinki (1.krs)
**045 728 3040 /
040 1260 710**

CAMP KUOPIO

Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
**0400 410 865
040 125 4046**

CAMP Mobility

TUUSULA
Mukulakuja 4B,
04300 Tuusula
045 7200 419

CAMP Mobility OULU

Kiviharjunenkatu 4
90220 Oulu (Rehapolis1,2.krs)
**0400 185 078 /
040 1537 836**