

# Respira<sup>®</sup> Comfort & Sport selkäosat



# RESPIRA

High-performance, hengittävät selkäosat.



Passiivinen ilmanvaihto pehmusten ja päällisen kautta. Aktiivinen tuuletus optiona saatavalla lithium-ion -tuulettimella

Rei'itetty geelimuistivaaho tai Stimulite® -pehmuste.

Hopealankapäälliset ehkäisevät sieniä, bakteereja ja viruksia.

Valmistajan malliston kevyin, viilein ja parhaiten tuulettuva selkäosa.



## SPORT

Stimulite™-pehmuste ja Spacetex-hopealankapäällinen.



## ACTIVE VENTILATION

Respira Active Fan -tuulettin haihduttaa lämpöä ja kosteutta ja muodostaa terveen ja viileän mikroilmaston. Lisävaruste.



## COMFORT

Rei'itetty geelimuistivaaho pehmuste joustavalla 3D-verkkopäällisellä.

**Designed to breathe.  
Engineered to perform.**

Kuvassa Sport-malli kiinteillä kiinnikkeillä.



**KIINTEÄ, SÄÄDETTÄVÄ  
KIINNITYS (FA)**

FA-kiinnikkeet tarjoavat jäykän, kevyen asennuksen 360° säädöllä.



**PULTTIKIINNITYS  
QR-PIKALUKITUKSELLE (BA)**


BA-kiinnikkeet vapauttavat selkänojan nopeasti pyörätuolista. Kulma-, syvyys- ja korkeussääd.




**L.U.B.S. VARTALON SIVUTUET  
(LATERAL UPPER BODY SUPPORT)**

L.U.B.S. Swing Away -kylkituet on saatavana vakiokylkituet pehmusteilla tai muovattavilla Free Form™ -kylkituilla.


## Koot ja mallit



Lower Thoracic



Mid Thoracic



Upper Thoracic

### Respira Sport, syvyys 7 cm

Leveydet

cm	31 - 36 cm	36 - 41 cm	41 - 46 cm	46 - 51 cm	51 - 56 cm
25 cm	x	x	x	x	x
31 cm	x	x	x	x	x
36 cm	x	x	x	x	x
41 cm	x	x	x	x	x

Korkeudet

### Respira Comfort, syvyys 7 cm

Leveydet

cm	31 - 36 cm	36 - 41 cm	41 - 46 cm	46 - 51 cm	51 - 56 cm
31 cm		x			
36 cm	x	x	x	x	x
41 cm	x	x	x	x	x
46 cm		x	x	x	x
51 cm		x	x	x	x

Korkeudet

### Respira Comfort Deep, syvyys 15 cm

Leveydet

cm	31 - 36 cm	36 - 41 cm	41 - 46 cm	46 - 51 cm	51 - 56 cm
31 cm		x			
36 cm	x	x	x	x	x
41 cm	x	x	x	x	x
46 cm		x	x	x	x
51 cm		x	x	x	x

Korkeudet

Max. käyttäjäpaino 136 kg

Kaikki mallit voidaan asentaa + 5 cm selkäosaa leveämpään pyörätuoliin



Mid Thoracic Deep



Upper Thoracic Deep

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2025 Camp Mobility Finland