

4 ERI
KOKOAA!



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset

Bedco – moottoroitu vuoteenpäädynkohottaja

Invacare **Bedco** moottoroitu vuoteenpäädynkohottaja on yksinkertainen ratkaisu henkilöille, jotka tarvitsevat istuvan asennon vuoteessa.

Invacare **Bedco** on helppo asentaa kaikkiin yleisiin sänkyihin petauspatjan alle. Luistamattoman päällismateriaalin ansiosta petauspatja pysyy hyvin paikoillaan eikä valu korkeimmassakaan asennossa. Saatavana neljä eri leveyttä 80–120 cm leveisiin sänkyihin.



Yes, you can.®



Ominaisuuksia

Mukava ja helppokäyttöinen

Invacare **Bedco** vuoteenpäädynkohottajan avulla henkilö on helpompi saada istuvaan asentoon sängyssä, mikä helpottaa myös sängystä ylösnousua ja sänkyyn menoa. Päällismateriaalin tekstuuriin ansiosta pe-tauspatja pysyy hyvin paikoillaan. Saatavana 4 eri leveyttä yksilöllisiin käyttötarpeisiin.

Sopii myös matkalle mukaan

Bedco on myös helppo siirtää ja kuljettaa mukana (kevyt, ei irta-osia). Myös asennus ja käyttö on helppoa; ylimääräisiä työkaluja ei tarvita. Moottori ja käsiohjain voidaan asen-taa vuoteen kummallekin puolelle. 24 V virtalähde lisää turvallisuutta.



Moottorin voi asentaa kummallekin puolelle

Ei irta-osia: moottori, käsiohjain ja muuntaja ovat aina valmiiksi kytkettyinä. Moottorin voi siirtää helposti kummallekin puolelle vuodetta.



Säilytys-/kuljetuslaukku

Moottori ja käsiohjain kulkevat helposti mukana kätevässä laukussa.




Päällinen luistamatonta materiaalia

Kangaspäällisen luistamaton tekstuuri vähentää patjan valumista selkäosankulmaa säädettäessä.

Tekniset tiedot



	Kokonais- / sisäleveys:	Selkäosankulma :	Paino:	Max. käyttäjän paino :	Akkuvirta
750 mm	800 / 700 mm	70°	9,5 kg	135 kg	24V
900 mm	950 / 850 mm	70°	10 kg	135 kg	24V
1050 mm	1100 / 1000 mm	70°	10,5 kg	135 kg	24V
1200 mm	1450 / 1200 mm	70°	13 kg	150 kg	24V



Kangas voidaan pestä 60°

Värit ja materiaalit



Alumiiniharmaa



Khaki

Valmistaja: Invacare AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland