

Elastinen vyö

Tukea silloin, kun sitä tarvitset, missä kohtaa ikinä tarvitset. Elastinen vyö soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, joissa asentoa tarvitsee tukea: töihin, leikkeihin, urheiluun tai terapeutin työvälineeksi. Bodypoint® Universal Elastic Strap-vöitä voidaan käyttää esim. rintavyönä, vatsavyönä, reisi- tai pohjeyvönä.

Erittäin venyvä, vahva neopreeni voidaan leikata pituuteen ilman pelkoa rispaantumisesta.

Vahvistettu pääty käteväällä peukalonreiällä helpottaa avaamista ja säätämistä, myös kun käsien toiminta on rajoittunut.



Pehmeä, erittäin hienojakoinen tarranauha pitää tukevasti vyön paikallaan, mutta ei tartu vaatteisiin tai kerää likaa ja nukkaa.



Paralympiarugbymitalisti Andreas Collin käyttää Universal Elastic Strap -hihnaa saadakseen paremman tuen pelatessaan. Kuvassa tyttärensä Ellien kanssa.

Universal Elastic Strap -vöiden koot

SP110S	Small, 8cm (3") leveä
SP110L	Large, 11cm (4-1/2") leveä
SP110XL	Extra Large, 15cm (6") leveä

Kaikkien elastisten vöiden pituus on 142cm (56")
Voidaan leikata sopivan kokoiseksi.



Elastic Extension Strap jatko-osa

Lisää pituutta yhdistämällä vyö elastiseen hihnaan.
Myydään erikseen.

SP111S	Small, 8cm (3") leveä
SP111L	Large, 11cm (4-1/2") leveä
SP111XL	Extra Large, 15cm (6") leveä

Kaikki jatko-osat ovat 72.5cm (28") pitkiä.
Voidaan leikata sopivan kokoiseksi.

