

Monoflex™ Rintavyö

Käyttäjille, jotka tarvitsevat vahvaa mutta mukavaa vatsa- tai rintatukea, Monoflex™ on täydellinen dynaaminen ratkaisu.

Monoflex™ 1-osainen

Yksiosainen pehmuste lisää pinta-alaa ja joustavuutta, vetosäätö edessä.

Patentoitu erittäin luja kääntyvä solki molemmilla puolilla tarjoaa luotettavan, turvallisen kiinnityksen ja kaksipuolisen säädön.



Monoflex™ 2-osainen (vain tilauksesta)

Vähemmän kiinnikkeitä käsivarsien alla ja sopii paremmin sivutukien alle lisäämään vakautta. Erinomainen itsenäisille käyttäjille.

Kääntyvä solki keskellä tasoittaa tensiota ja antaa pehmusteiden muotoutua vartalon muodon mukaan.



Erittäin vahva elastinen pehmuste tarjoaa juuri oikean määrän joustavuutta mukavuuden takaamiseksi, samalla kun se stabiloi jopa voimakkaan spastisuuden. Kaksinkertainen kartiomainen muoto jakaa paineen keskiosaan säilyttäen samalla käsivarren vapaan liikkeen. Kun sitä käytetään ylävatsalla, se voi parantaa hengityksen hallintaa ja puhetta. Kestävä, konepestävä materiaali, joka on suunniteltu vaativimmillekin käyttäjille.

Koot ja tuotenumerot

Size	1-osainen	2-osainen Center Release
XS	SH120XS	SH122XS
S	SH120S	SH122S
M	SH120M	SH122M
L	SH120L	SH122L
XL	SH120XL	SH122XL

Kiinnikevaihtoehdot

Valitse kiinnitysvaihtoehto ja lisää päätte -B1, -B2 tai -B3* osanumeron loppuun. B2-vakiona.

Flat-Mount™



Cinch-Mount™



Grommet Strap



* Vain 1-osainen Monoflex™

206.405.4555 or 800.547.5716 | sales@bodypoint.com | bodypoint.com

Tutustu tuotevideoihim: [YouTube.com/BodypointInc](https://www.youtube.com/BodypointInc)

© 2025 Bodypoint. All Rights Reserved. BMM325 2021.2

