

PivotFit™ 4-piste-ylävartalovyöt

Edistää pystysuoraa asentoa, parantaa stabiiliteettiä, hengitystä ja pään hallintaa. Patentoitu, kahteen suuntaan joustava rakenne jakaa paineen suuremmalle pinta-alalle kuin perinteiset H-tyyliset valjaat ja estää tuen nousemisen ylös kaulalle eteenpäin nojautuessa. Tasapainoinen sisäänveto-kiristys olkapäiltä alakylkiin. Kääntyvä solkilukko mahdollistaa pehmusteiden kääntymisen epäsymmetrioiden mukaiseksi.

Ainutlaatuinen muotoilu hartioissa ja rintakehässä tukevamman ja mukavamman istuvuuden takaamiseksi.



Erittäin luja kääntyvä solkilukko mahdollistaa pehmusteiden kääntymisen parhaaseen asentoon käyttäjän vartalon muotojen mukaan mukautuen helposti epäsymmetrisiin asentoihin ja tasaa tensiota ja auttaa saavuttamaan ihanteellisen istuvuuden.



MD (multi-directional= monisuuntaiset) vetohihnat voidaan asentaa etu- tai takavetoiksi asennushetkellä käyttäjän tarpeiden mukaan.

Helposti säädettävä sternum-hipna on asennettu mahdollisimman alas, joka vähentää riskiä ettei vyö paina hengitysteitä.

Kiinnitysvaihtoehdot



Dynamic

Patentoitu kaksisuuntainen jousto lisää mukavuutta ja sallii olkapään liikkeet, ilman että rintalastan tuki vähenee. Ideaali etenkin spastisille ja levottomille käyttäjille.



Standard

Kiinteä, joustamaton malli vähentää liikettä ja siinä on helposti puhdistettava CORDURA®-nylonpäällyste. Tehokas vaikean kyfoosin, selkärangan kaarevuuden tai vartalon kiertoliikkeen hoidossa.

Koot ja mallit

Sisältää 4 kiinnikettä. Valitse vahvojen muovisten litteiden kiinnikkeiden ja nivelkiinnikkeiden välillä ja lisää sitten osanumeron loppuun jälkiliite -B5 tai -B6 (vakiona).

Size	PivotFit™ Dynamic	PivotFit™ Standard
XXS	SH295XXS	SH290XXS
XS	SH295XS	SH290XS
S	SH295S	SH290S
M	SH295M	SH290M
L	SH295L	SH290L
XL	SH295XL	SH290XL

Kiinnitys

Plastic Flat-Mount™



- B5

Plastic Cinch-Mount™



- B6

206.405.4555 or 800.547.5716 | sales@bodypoint.com | bodypoint.com

Katso tuotevideot: : [YouTube.com/BodypointInc](https://www.youtube.com/BodypointInc)

© 2025 Bodypoint. All Rights Reserved. BMM326 2021.4

