

Stayflex™ 4-piste-ylävartalovyöt

Tarjoaa tiukan tuen ja kontrollin alaselän ja takamuksen alueelle ja hyvän liikkumatilan olkapäiden alueella. Kaksiosainen rakenne sisältää materiaaleja, jotka tasapainottavat optimaalisesti venytystä ja vastusta, parantaa rinta- ja lannerangan kosketusta selkätukeen ja mahdollistaa samalla turvalliset, kontrolloidut liikkeet. Erinomainen ratkaisu käyttäjille, joilla esim. lordoosi, ja muille, jotka tarvitsevat vahvaa rintalastan tukea.

Patentoitu, kaksiosainen joustava rakenne estää valjaiden siirtymisen kaulaa kohti, minimoiden loukkaantumisriskin.



Kääntyvät soljet alahihnoissa ja sivulta vapautuvat soljet ylahihnoissa helpottavat irrottamista.



MD (multi-directional= monisuuntaiset) vetohihnat voidaan asentaa etu- tai takavetoiksi asennushetkellä käyttäjän tarpeiden mukaan.



Optiona vetoketjuliivi: tekee pukemisesta /riisumisesta helpompaa. Saatavana Standard- ja kapea leveys -versiot.

Koot ja mallit



Koko	Standard leveys vetoketjulla	Standard leveys ei vetoketjua	Kapea leveys vetoketjulla	Kapea leveys ei vetoketjua
XS	-	SH351XS	-	-
S	SH350S	SH351S	-	-
M	SH350M	SH351M	SH360M	SH361M
L	SH350L	SH351L	SH360L	SH361L
XL	SH350XL	SH351XL	SH360XL	SH361XL

Valitse kiinnike -B5 tai -B6 valitun osanumeron loppuun; katso vaihtoehdot oikealta.

Kiinnitysvaihtoehdot

Sisältää 4 kiinnikettä. Valitse vahvojen muovisten litteiden kiinnikkeiden ja nivelkiinnikkeiden välillä ja lisää sitten osanumeron loppuun jälkiliite -B5 tai -B6 (vakiona).

Plastic Flat-Mount™



- B5

Plastic Cinch-Mount™



- B6

VAROITUS: Aina kun käytetään ylävartalon tukea, tulee käyttää myös oikein säädettyä lantiotukea liikumisen estämiseksi.

206.405.4555 or 800.547.5716 | sales@bodypoint.com | bodypoint.com

Katso tuotevideot: [YouTube.com/BodypointInc](https://www.youtube.com/BodypointInc)

© 2025 Bodypoint. All Rights Reserved. BMM327 2021.3

