



### Pehmustettu Aeromesh® Pohjeremmi


Pohjeremmi pitää jalat turvallisesti ja mukavasti jalkalevyillä ja pohkeet rentoina. Pohjeremmi jakaa paineen tasaisesti alaraajoihin ja säätelä joustavuutta ilman mustelmia.

Hengittävän Aeromesh-kankaan sisään on liimattu kestävä jäykiste, joka edistää ilman virtausta säilyttäen samalla muotonsa.



### Pohjeremmi

- SP102S** Small
- SP102M** Medium
- SP102L** Large




### Leveä pohjeremmi

Jakaa paineen laajemmalle pohjealueelle kuin tavallinen pohjeremmi. Erityisen hyödyllinen käyttäjille, jotka ovat kallistetussa istuin- ja selkänoja-asennossa.

- SP103S** Small
- SP103M** Medium
- SP103L** Large

### POHJEREMMIN KOON MITTAAMINEN

Mittaa kaareva etäisyys jalkojen ympäriltä pyörätuolin ulkopuolelta. Valitse koko, joka on riittävän pitkä, jotta pehmuste joustaa ja kietoutuu pohkeiden taakse.



- S** 35-40 cm (14-16")
- M** 40-50 cm (16-20")
- L** 50-61 cm (20-24")