

huka

TULKAA
KOE
AJOON!

AT-SARJA

Hauska & turvallinen lapsille

Varta vasten lapsille suunniteltu kolmipyörä

Etsittekö lapselle kolmipyörää, joka olisi tavallista vakaampi ja tukevampi? Säädettävän AT-pyörän avulla lapsi pääsee nauttimaan pyöräilystä. Pihaleikkeihin, koulumatkoihin ja kavereiden kanssa hengailuun? Helposti! Tämän pyörän pystyy säätämään lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi värin voi valita trendikkäistä, kivoista ja iloisista RAL-väreistä. Ja lisävarusteiden avulla pyörästä saa vieläkin persoonallisemman ja houkuttelevamman. Lapsi pääsee nauttimaan pyöräilyn synnyttämästä mielihyvästä murehtimatta muusta!

Näemme pyöräilijät aina yksilöinä erilaisine tarpeineen ja pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tuotekehityksemme on jatkuvaa, jotta pyörissä olisi aina parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen ajomukavuus. Valikoimassamme on kaksi nimenomaan lapsille suunniteltua mallia: AT-A (5 ikävuoteen asti) sekä AT-B (5-9-vuotiaille).

AT-pyörän vakiotoimitukseen sisältyy mm. moderni, umpinainen ketjusuoja, kevyesti toimivat Rollerbrake-käsijarrut sekä matala ja leveä astinlevy. AT-B-pyörässä on myös valot ja turvalukko (AXA solid).

- ✓ Pyörän kyytiin nouseminen ja siitä poistuminen on turvallista kolmipyöräisen rakenteen ja matalalla sijaitsevan painopisteen ansiosta.
- ✓ Sulavasti rullaava pyörä on vakaa katuajossa.
- ✓ Saatavana yksilöllisyyttä lisääviä tukia ja lisävarusteita.
- ✓ Iloinen ja lapsiystävällinen muotoilu.
- ✓ 10 vuoden takuu rungolle ja etuhaarukalle.*

* Rekisteröi Huka-pyöräsi osoitteessa www.huka.nl/en/warranty ja saat 10 vuoden takuun rungolle ja etuhaarukalle. Normaalisti takuu on 5 vuotta em. osille sekä 2 vuotta muille osille (pois lukien käytössä kuluvat osat).

Avustava sähkömoottori

AT-B-malliin saa myös polkemista avustavan sähkömoottorin (PAS vario), joka keventää polkemista ja vähentää pyöräilyn raskautta.

Tässä hiljaisessa apumoottorissa on kolme nopeusvaihtoehtoa (eli kuinka paljon ajoa avustetaan) sekä selkeä näyttö.

Tuki- & säätömahdollisuudet

Pyöriin saa lisävarusteita, kuten työntötanko sekä lantio-, ranka-, selkä- ja jalkatukia.

Toimitamme myös kustomoituja ratkaisuja eli teemme tarvittaessa yksilöllisiä säätöjä lapsen tarpeiden mukaan. Otamme erityistoiveet vastaan positiivisina haasteina!

Lisävarusteet & valinnat

AT-pyöriin saa lisävarusteita ja pyörän osia voi vaihtaa itselleen parhaiten sopiviksi, esimerkiksi satula, ohjaustanko ja polkimet. Lisätietoja vaihtoehtoista saatte kotisivuiltamme ja jälleenmyyjiltä.

Värit

AT-A-kolmipyörän vakiotoimitus on vaaleansininen (RAL5024).

AT-B-kolmipyörän vakiotoimitus on joko

- kirkaansininen (RAL5015) tai
- pinkki (RAL3014).

Haluaisitteko personoida AT-pyörän vaikkapa lapsen lempiväriä? Se on mahdollista! Toimitamme lasten AT-kolmipyöriä suosituissa, kivoissa ja iloisissa RAL-väreissä.



10 tärkeintä ominaisuutta

Tekniset tiedot	AT-A	AT-B
Pituus mm	1140	1360
Leveys mm	540	625
Paino kg	17	24
Poljinkampi mm	90	110
Haaramitta mm	380-490	470-650
Rungon pituus pyörälle nousun kohdassa mm	300	340
Rungon korkeus pyörälle nousun kohd. mm	145	260
Maksimikuorma kg	40	60
Eturenkas, tuumakoko / ETRTO	16 x 1,75/ 47-305	20x 1,75/ 35-406
Takarenkaat, tuumakoko / ETRTO	12 x 1,95/ 50-203	16 x 1,75/ 47-305

Tietoa Hukasta

Huka on valmistanut Oldenzaalissa kehitettyjä polkupyöriä jo yli 40 vuoden ajan – pyöriä, jotka ovat osaltaan muuttaneet pyöräilymaailmaa. Intohimonamme on suunnitella pyöriä, jotka edesauttavat liikkuvuutta ja riippumattomuutta sekä mahdollistavat pyöräilyn synnyttämän vapauden tunteen. Sitoutunut tiimimme suunnittelee ja toteuttaa innovatiivisia hollantilaisia polkupyöriä ja muita liikkumisen ratkaisuja. Haluatteko tietää lisää Copilotista ja kattavasta valikoimastamme? Tutustukaa kotisivuihimme!


huka



Tekniset tiedot AT-A

	Vakiotoimitus
Runkomateriaali	ruostumaton teräs
Pintakäsittely	ulkopinta epoksijauhemaalattu
Väri A	sininen (RAL5024)
Pyörät	alumiinivanne, galvanoitu napa, pinnat ruostumatonta terästä
Renkaat	Schwalbe
Valot	lisävaruste, ei sisälly vakiotoimitukseen
Soittokello A	urheilullinen, helppokäyttöinen lasten kello
Lokasuojat	iskunkestävä, joustava, muovipinnoitettu
Ketjusuoja	iskunkestävä, umpinainen muovisuoja
Ohjaustanko ja -varsi A	hieman kaareva, säädettävä, varsi 220 mm
Kahvat	kumi
Satula A	lastensatula, Selle Royal, korkeussäädettävä
Satulatolppa A	alumiini, 300 mm, korkeussäädettävä
Jarrut	rulla- ja vannejarrut, sis. seisontajarrun
Ajo A	vapaavaihte, taka-akselissa
Vaihtoehdot	hinnastossa tarkemmat tiedot

	Vakiotoimitus
Kokonaispituus mm (L)	1140
Kokonaisleveys mm	540
Paino kg	17
Poljinkampi mm	90
Haaramitta mm (X)	380-490
Satulan korkeus maasta mm (Z)	min. 450
Pyörälle nousemisen tila mm (Y)	300
Nousukorkeus mm (H)	145
Korkeussäädettävä ohjaustanko mm	50
Ohjaustangon leveys mm	490
Maksimikuorma kg	40
Eturingas ETRTO	47-305
Eturingas, tuumakoko	16 x 1,75
Takarenkaat ETRTO	50-203
Takarenkaat tuumakoko	12 x 1,95



Takuu

Hukan tuotteille myönnetään vakiona 5-vuoden takuu rungolle ja etuhaarukalle. Jos rekisteröitte pyörän osoitteessa www.huka.nl/en/warranty, saatte näille osille 10 vuoden takuun. Tämän lisäksi pyörän muille osille myönnetään 2 vuoden takuu, pois lukien kuluvat osat. Lisätietoja AT-A-takuusta: www.huka.nl/en/warranty.

Mahdollisuus vaihtaa osia/ominaisuuksia

AT-A:n vakiotoimitus sisältää tietyt osat ja ominaisuudet. Pyörä voidaan myös toimittaa eri osilla/ominaisuuksilla. Vaihdevoimassa olevat osat on merkitty erityisellä symbolilla ja vaihtoehtoiset osat löytyvät hinnastosta.

Tässä esitteessä on käytetty kuvituskuvia ja toimitettava tuote voi poiketa näistä kuvista. Kuvissa näkyvät lisävarusteet eivät sisälly vakiotoimitukseen. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Huka helpottaa elämääsi. Haluatko tietää lisää? www.huka.nl/en

huka

Tekniset tiedot AT-B

	Vakiotoimitus
Runkomateriaali	ruostumaton teräs
Pintakäsittely	ulkopinta epoksijauhemaalattu
Väri A	sininen (RAL5015) tai pinkki (RAL3014)
Pyörät	alumiinivanne, galvanoitu napa, pinnat ruostumatonta terästä
Renkaat	Schwalbe
Valot	LED-paristovalot edessä ja takana
Soittokello A	urheilullinen, helppokäyttöinen
Lokasuojat	iskunkestävä, joustava, muovipinnoitettu
Ketjusuoja	iskunkestävä, umpinainen muovisuoja
Ohjaustanko ja -varsi A	hieman kaareva, säädettävä, varsi 300 mm
Kahvat	kumi
Satula A	lastensatula, Selle Royal, korkeussäädettävä
Satulatolppa A	alumiini, 350 mm, korkeussäädettävä
Jarrut	rullajarrut edessä ja takana, pysäköintijarru
Ajo A	vapaavaihte, taka-akselissa
Lukko	AXA Solid -lukko
Vaihtoehdot	hinnastossa tarkemmat tiedot

	Vakiotoimitus
Kokonaispituus mm (L)	1360
Kokonaisleveys mm	625
Paino kg	24
Kampi mm	110
Haaramitta mm (X)	470-650
Satulan korkeus maasta mm (Z)	min. 530
Pyörälle nousun tila mm (Y)	340
Nousukorkeus mm (H)	260
Korkeussäädettävä ohjaustanko mm	70
Ohjaustangon leveys mm	570
Maksimikuorma kg	60
Eturingas ETRTO	47-406
Eturingas, tuumakoko	20 x 1,75
Takarenkaat ETRTO	47-305
Takarenkaat, tuumakoko	16 x 1,75



Takuu

Hukan tuotteille myönnetään vakiona 5-vuoden takuu rungolle ja etuhaarukalle. Jos rekisteröitte pyörän osoitteessa www.huka.nl/en/warranty, saatte näille osille 10 vuoden takuun. Tämän lisäksi pyörän muille osille myönnetään 2 vuoden takuu, pois lukien kuluvat osat. Lisätietoja AT-B-takuusta: www.huka.nl/en/warranty.

Mahdollisuus vaihtaa osia/ominaisuuksia

AT-B:n vakiotoimitus sisältää tietyt osat ja ominaisuudet. Pyörä voidaan myös toimittaa eri osilla/ominaisuuksilla. Vaihdevoimassa olevat osat on merkitty erityisellä symbolilla ja vaihtoehtoiset osat löytyvät hinnastosta.