

PF Side-by-side Rinnakkain ajettava tandem





PF-Mobility **Side-by-side** on rinnakkain ajettava kolmipyöräinen pari-/tandempyörä, jossa pyöräilijät istuvat samassa tasossa vierekkäin, jolloin kommunikointi ja tukea tarvitsevan apukuskin asennon seuraaminen onnistuu helposti.

Tämä liikuntarajotteisten ja ikäihmisten käyttöön suunniteltu kolmipyörä antaa turvallisen ja mukavan ajokokemuksen.

Avustettavan polkimet on mahdollista säätää täysin vapaaksi tai itsenäiseksi.

Molemmilla polkijoilla on omat ohjaustangot, mutta ohjaustoiminta on avustajan tangossa. Kuski huolehtii ohjauksesta ja jarruista.

SBS on käyttäjäystävällinen, muunneltava ja erittäin suorituskykyinen. Pyörä on mahdollista kustomoida käyttäjien erityistarpeisiin sopivaksi:

- Helppo nousta kyytiin ja turvallinen ajaa
- Ajomukavuutta lisäävät säädettävät istuimet ja irrotettavat pehmusteet
- Takavetoinen (taka-akselin tasauspyörästö)
- Erittäin kestävä, pitkä elinkaari

Vapaa-aikaan ja kuntoutukseen

SBS sopii hyvin kuntoutuksen apuvälineeksi niin ikääntyville kuin kävelystä hankaloittavista vammoista kärsiville.

SBS mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli kuljettaja pystyy stimuloimaan matkustajan polkemistä, mikä on erittäin tärkeä ominaisuus kuntoutuksessa.

Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, eli käyttävät voivat itse päättää, polkeeko vai lepääkö matkustaja kuljettajan jatkaessa polkemistä.



Side-by-Side P20

SBS P20 on sähköavusteinen versio Side-by-side kolmipyörästä. Tässä mallissa on lisäksi matkanopeuden tunnistin, joka aktivoi tarvittaessa avustavan moottorin. Valittavana on 5 avustuksen tasoa.

VAKIOKOKOONPANO

- 7 vaihdetta
- Tasaussyörästö
- Jalka- ja käsijarrut
- Pysäköintijarru
- Paristokäyttöiset valot (1 eteen ja 2 taakse)
- Säädettävät istuimet ja ohjaustangot
- Tavarakori
- Lukko ja 3 avainta
- Taustapeili
- Istuinpehmusteet
- Vedenpitävä istuinsuoja
- Schwalbe Marathon Plus -renkaat (20") 3 kpl
- Vakioväri: Matta musta

Tilausno	Malli	Mittatiedot
805120003	Side-by-Side ilman moottoria	190 cm / 100 cm / 20" / max. 210 kg
805120001	Side-by-Side sähköavusteinen	190 cm / 100 cm / 20" / max. 210 kg

LI/VA

Lisävarusteet (suluissa valmistajan tuotenumero)

Turvavyöt, myös 3-pistevyönä (5011500, 5011520)

Jalkalevyperi, 5 eri kokoa (5010000-5010400)

Polkimien kiinnikeparit, hihnat ja vastapainot (5010600, 5010630, 5010650)

Harjoituspoljinpari (5010700)

Jalkalevyperi säärisuojalla (5010500) tai jalan sivutuella (5010650)

Polkimien akselin jatkopalapari (5010750)

Käännettävä käsinoja (5011000)

Junioristiin (5011210)

Kääntyvä istuin (1) & (2) (5011200)

3-pistevyöt ja niskatuki (5011530)

Istuinkonsoli kallistuksella (1) & (2), standardi- ja junioristiimeen (5011215)

Tavarakori taakse (5011720)

Lukittava takalaukku (5011750)

Istuinsuoja (5011300)

Pyörän suojapeite (5012240)

Kävelykepin pidike (5011915)

Pumppu (5013000)

PF
mobility

PF Mobility ApS
Bjerregårdvej 15,
Timring 7480 Vildbjerg
+45 9992 0600
info@pfmobility.dk
www.pfmobility.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2025 Camp Mobility