



Side-by-Side kolmipyörä

Side-by-Side kolmipyörä on enemmän kuin polkupyörä. Se edustaa uudelleen löydettyä liikkumisen vapautta, "hiuksissa hulmuavaa tuulta", rusoposkia ja elinvoimaa. Kolmipyörä rikastuttaa elämää, jos jokapäiväistä arkea hankaloittavat kävelemisen vaikeus tai muut liikkumisen rajoitteet.

Side-by-Siden muotoilussa on huomioitu liikuntarajoitteiset käyttäjät sekä ne, joilla on kävelemistä vaikeuttavia vammoja. Kolmipyörä sopii niin ulkona tapahtuvaan vapaa-ajanviettoon kuin suunnitelmalliseen kuntoutukseen.



Side-by-Side kolmipyörä

Vapaa-aikaan ja kuntoutukseen

Side-by-Side sopii hyvin myös kuntoutuksen apuvälineeksi niin ikääntyville kuin kävelystä hankaloitavista vammoista kärsiville. Kolmipyörä mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli kuljettaja pystyy stimuloimaan matkustajan polkemistä, mikä on erittäin tärkeä ominaisuus kuntoutuksessa. Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, eli käyttävät voivat itse päättää, polkeeko vai lepääkö matkustaja kuljettajan jatkaessa polkemistä.

Side-by-Side P20

Moottoroitu versio kolmipyörästä. Tässä mallissa on lisäksi matkanopeuden tunnistin, joka aktivoi tarvittaessa avustavan moottorin. Valittavana on 5 avustuksen tasoa.

Vakiotoimitus

- 7 vaihdetta
- tasauspyörästä
- jalka- ja käsijarrut
- pysäköintijarru
- turvavyö (ei 3-piste)
- paristokäyttöiset valot (1 eteen ja 2 taakse)
- säädettävät istuimet ja ohjaustangot
- tavarakori
- lukko ja 3 avainta
- taustapeili
- istuinpehmusteet
- vedenpitävä istuinsuoja
- Schwalbe Marathon Plus -renkaat

Tekniset tiedot

Tuote (tuotenumero)	Mitat (pituus, leveys, nousukorkeus, rengaskoko)
Side-by-Side P20 (805120001)	190 cm, 100 cm, 17 cm, 20", moottoroitu
Side-by-Side (805120003)	samat mitat kuin edellä, ilman moottoria

Maksimikuorma 210 kg

Lisävarusteet (valmistajan tuotenumero):


- Jalkalevyperi, 5 kokoa (5010000-5010400)
- Polkimien kiinnikeparit, hihnat ja vastapainot (5010600, 5010630, 5010650)
- Harjoituspoljinpari (5010700)
- Jalkalevyperi säärisuojalla (5010500) tai jalan sivutuella (5010650)
- Polkimien akselin jatkopalapari (5010750)
- Käännettävä käsinoja (5011000)
- Juniori-istuin (5011210)
- Kääntyvä istuin (1) & (2) (5011200)
- Turvavyöt, myös 3-pistevyönä (5011500, 5011520)
- 3-pistevyöt ja niskatuki (5011530)
- Istuinkonsoli kallistuksella (1) & (2), standardi- ja juniori-istuimeen (5011215)
- Tavarakori taakse (5011720) ja lukittava takalaukku (5011750)
- Istuinsuoja (5011300) ja pyörän suojapeite (5012240)
- Kävelykepin pidike (5011915)
- Pumppu (5013000)

Side-by-Side on käyttäjäystävällinen, muunneltava ja erittäin suorituskykyinen. Pyörä on mahdollista kustomoida käyttäjien erityistarpeisiin sopivaksi.

- helppo nousta kyytiin ja turvallinen ajaa
- ajomukavuutta lisäävät säädettävät istuimet ja irrotettavat pehmusteet
- takavetoinen (taka-akselin tasauspyörästä)
- erittäin kestävä, pitkä elinkaari
- tunnustettu kuntoutuksen apuväline

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.



PF
mobility

PF mobility ApS
Bjerregårdvej 15, Timring
7480 Vildbjerg
+45 9992 0600
info@pfmobility.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland