

# Levi

työtuoli



## Ergonomiaa, mukavuutta ja monipuolisuutta



Levi on käytännöllinen ja säädettävä työtuoli, joka tukee sujuvaa liikkumista ja tarjoaa käyttäjäystävällisiä toimintoja sekä kotiin että työpaikalle.

Levi-työtuoli on suunniteltu tukemaan käyttäjää päivittäisissä toiminnoissa ja tarjoamaan ensiluokkaista ergonomiaa eri tilanteissa. Tämä mekaanisesti säädettävä tuoli yhdistää käyttäjäystävällisyyden, mukautettavuuden ja kestäväen laadun, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen ja mukavaan työskentelyyn.

Mekaanisen kaasujousisäädön avulla tuolin korkeutta voi säätää helposti vivusta. Lisäksi selkänöjan kallistusta ja istuimen kulmaa voidaan säätää vaivattomasti optimaalisen tuen ja asennon löytämiseksi.

Vakiona Levi on varustettu myös taitettavalla jalkatuella, täysin taitettavilla ja korkeussäädettävillä käsituilla sekä kevyesti rullaavilla kaksoisjarrullisilla pyörillä. Tämä takaa sujuvan liikkumisen ja vakaan istuma-asennon kaikissa tilanteissa.

### Ominaisuudet

- Mekaaninen korkeussäätö kaasujousella
- Selkänöjan kulmansäätö
- Täysin taitettavat käsituet ja jalkatuki
- Kaksoisjarrulliset pyörät
- Anatomisesti muotoiltu istuin ja selkänöja
- Kulutusta kestävä keinoakaverhoilu



# Keskeisimmät ominaisuudet

1

## Mekaaninen korkeussäätö

Korkeutta säädetään vaivattomasti istuimen alla olevista vivuista. Säättömekaniikka toimii kaasujousella.



2

## Optimaalinen tuki ja mukavuus

Istuin ja selkänoja on muotoiltu anatomisesti tukemaan hyvää asentoa. Selkänojan korkeus ja kulma ovat säädettävissä. Kestävä keinoahkaverhoilu on helppo pitää puhtaana.



3

## Taitettava jalkatuki ja seisontajarru

Levi-työtuolissa on vakiona seisontajarru, joka lisää turvallisuutta ja vakautta työskentelyn aikana. Taitettava jalkatuki helpottaa mukavan asennon löytymisessä, ja sen voi tarvittaessa taittaa pois.



4

## Säädettävät ja käännettävät käsiet

Käsitukien korkeus ja leveys ovat säädettävissä ja ne voi tarpeen mukaan kääntää kokonaan pois helpottamaan siirtymistä sivuttaissuunnassa.

## Korkeuden säätö

Levi-työtuolin alin korkeus voidaan mekaanisesti määrittää käyttäjän pituuden mukaan tuolia tilatessa välillä 42-46 cm.

Tästä määritellystä alakorkeudesta tuolia voi säätää kaasujousella 14 cm ylöspäin.

## Taakse kääntyvät käsiet



[Katso animaatio käsitukien taitumisesta](#)



# Tekniset tiedot

					
<b>Istuinosan leveys</b> ▼	<b>Istuinsyvyys</b> ▼	<b>Kokonaisleveys</b> ▼	<b>Kokonais-syvyys</b> ▼	<b>Leveys käsitukien välissä</b> ▼	
Levi -työtuoli	460 mm	460 mm	600 mm	380-650 mm	
					
<b>Istuinkorkeus matalimmillaan*</b> ▼	<b>Istuinkorkeus korkeimmillaan*</b> ▼	<b>Selkänöjan kallistus</b> ▼	<b>Paino</b> ▼	<b>Max. paino-kapasiteetti</b> ▼	
Levi -työtuoli	420 mm	600 mm	75-120°	32 kg	135 kg

\*huom. korkeudensäätöväli kaasujousella 140 mm, kts. edellinen sivu



Tumman  
harmaa

**Runkoväri**

Musta  
keinoahka

**Verhoilun  
väri**

## Tuotteen jakelija Suomessa:

Camp Scandinavia Oy  
Camp Mobility  
Patamäenkatu 5  
33900 Tampere

## Tuotteen valmistaja:

MSP Medical Spare Parts  
De Sonman 7  
5066GJ, Moergestel,  
Netherlands



Tuote on CE-merkitty ja täyttää  
lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen  
2017/745 (MDR) vaatimukset.