

Matrx[®] LIBRA painehaavaistuintyyntynyt



Painehaavatyyny: Geelityyny Matrx[®] Libra

Invacare Matrx[®] Libran edistyksellinen design yhdistää foam- ja geelirakenteen ja antaa korkeimman painehaavariskitason suojauksen hankausta ja ihoärsytystä vastaan sekä parhaat säädeltävyydet yksilöllisiin istuma-asentoihin.

Erytismuotoilu tukee ja tasapainottaa lantiota sekä optimoi vartalon toiminnallisuutta. Kevyt ja huoltovapaa Libra mahdollistaa sekä yksilölliset käyttötarpeet että aktiivisen elämäntyylin.

Soveltuu kaikille käyttäjille, myös käyttäjille, joilla on erityisen haastavat asentovaatimukset keskisuuren-riskin käyttäjistä jopa korkean painehaavariskin käyttäjiin. Vakiopäällinen on nestettä läpäisemätön, Smooth-inkotenssipäällinen. Päällisessä on kahdella sivulla vetoketju, tarrat pohjassa ja voidaan pestä koneessa +80°C.

Koot: 36x31 - 56x56 cm

Max. 136 kg, isot koot 227 kg.

Leveydet **Sisältää Smooth-inkopäällisen (Matrx-vakiopäällinen)**

| Koot | cm | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Syvyydet | 31 | 802610019 | | | | | | | | |
| | 36 | 802610020 | | | | | | | | |
| | 41 | 802610011 | 802610021 | 802610016 | 802610025 | 802610027 | 802610028 | 802610031 | | |
| | 43 | | 802610042 | 802610043 | 802610044 | 802610044 | 802610045 | 802610041 | | |
| | 46 | | 802610022 | 802610013 | 802610026 | 802610012 | 802610029 | 802610038 | 802610032 | 802610015 |
| | 51 | | 802610023 | 802610024 | 802610018 | 802610014 | 802610030 | 802610037 | 802610033 | 802610017 |
| 56 | | | | | | | | 802610034 | 802610010 | |

Leveydet **Smooth-inkopäällinen (Matrx-vakiopäällinen)**

| Varapäälliset | cm | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
|---------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Syvyydet | 31 | 820003893 | | | | | | | | |
| | 36 | 820002810 | | | | | | | | |
| | 41 | 820001546 | 820002788 | 820003892 | 820003896 | 820003897 | 820003900 | 820003902 | | |
| | 43 | | 820008340 | 820008502 | 820003515 | 820007126 | 820008341 | 820007128 | | |
| | 46 | | 820003891 | 820003294 | 820002798 | 820003898 | 820003660 | 820003813 | 820004637 | 820003657 |
| | 51 | | 820003894 | 820003895 | 820003119 | 820003899 | 820003901 | 820003903 | 820004671 | 820002713 |
| 56 | | | | | | | | 820005795 | 820008503 | |

Ominaisuudet ja optiot

Waterfall-atureuna

Viisto etureuna helpottaa hamstring-lihasten kireyttä ja helpottaa seiso-
maan nousuja ja siirtymisiä.



Envelopment

Lisätty istuinpinta-ala vähentää
painetta erinomaisesti.



Etuosan kiila

Suurempi kallistuskulma estää
valumisen ja vähentää hankau-
sta.



Lateraaliset kiilat

Vahvistaa lateraalista stabiiliutta
ja suoraa istuma-asentoa.

Kaareutuva tyynyn takaosa

3,8 cm syvä kaareva lisäosa antaa
maximaalisen istuinpinta-alan ja
täyttää aukon tyynyn ja selkäosan
välissä. Takaosan leikkaus keventää
häntäluun alueen painetta.



Pressure Re-distribution

Siirtää kuormitusta lantiolta rei-
sille ja vähentää painetta erityi-
sesti painehaavariskialueilla.



Toispuoleinen etuosan kiila

Reiden flexio-rajoituksille ja /
tai matalampi istuinkorkeus, jos
toisessa jalassa työntövoimaa.



Geelitynyt

Kohdennettuun kevennykseen tai
vinoutumien korjaamiseen. Sopii
hyvin lantion asennon korjaami-
seen.



Immersion

Häntäluun ja istuinkyhmyjen alue
uppoutuu mukavasti geelitynyn a-
lueelle ja antaa optimaalisen suojan.




Kartion muotoinen kiila

Lisää adduktiotukea.



Haarakiila

Miellyttävä keskilinjainen asento
reisille ja lantiolle.



Shear Reduction

Uniikki design mahdollistaa pienen
lantion liikkeen ilman hankausta.



Kartion muotoinen kiila

Sopii taakse asennettuna vinoutu-
mien ja lantiorotaation korjaamiseen.



Sivutasku

Pikkutavaroiden säilytykseen.
sis. nelikulmisen vetonarun.

Tekniset tiedot



Black Smooth



Matrx Libra



Koot 36 x 31 cm-
56 x 56 cm



Paino: 1,6 kg



Max käyttäjäpaino:
Std 136 kg
HD 227kg



Päällinen:
konepesu
80°



sisäkerrokset:
pyyhintä kostealla
liinalla



1/ Täyttää RoHS (2011/65/EC) vaatimukset.

2/ Täyttää REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) -vaatimukset.