


VICAIR®**Vicair® O2****PRESSURE
ULCER
TREATMENT****MACHINE
WASHABLE****100%
BREATHABLE****BOXING
EFFECT****READY FOR USE**

Vicair®O2 istuintyynt voi pestä kokonaan pesukoneessa!

Vicair®O2 istuintyynt voi pestä pesukoneessa +60°C:ssa, päällisiä ja **SmarCells™** -soluja poistamatta. Istuintyynt sopivat sekä laitostettä kotikäyttöön tilanteisiin, joissa inkontinenssi, lämpö ja kosteus ovat ongelma.

Vicair®O2 -tyynyjä säädetään **SmarCells™** solujen avulla käyttäjän muotoihin yksilöllisesti sopivaksi ja näin mahdollistetaan korkealaatui-

nen istuma-asento painehaavariskitason ja asentoepäsyyntioiden mukaisesti. Saatavana jopa 145 eri kokoa mallista riippuen. Katso kaikki koot kokotaulukosta. Tyynyistä voidaan muokata myös välikokoja SmarCells™ -solujen määrää muuttamalla. **Uutuutena nyt myös aukollinen hygieniatyynt suihkutuoliin.**

**CAMP®
MOBILITY**

Active O2



Active O2 6 cm ja 9 cm

Neljäosainen Active O2 -malli sopii erittäin hyvin aktiivisille pyörätuolin käyttäjille, jotka liikehtivät paljon. Erinomainen sivuttais- ja etutuenta ja erittäin hyvä ischias-alueen kevennys ja suojaus. Ergonomisesti muotoiltu etuosa helpottaa tuoliin siirtymistä ja vähentää hankausta istuttaessa.

Active Special O2 TOP Cover -ulkopäällisen etuosaan on saatavana vetoketjutasku henkilökohtaisille tavaroille vaikka kännykälle!

Vakiokoot:
6 cm: 35x35 – 53x53 cm
9 cm: 35x35 – 60x60 cm
Max. 250 kg.



Adjuster O2



10 cm



Nyt myös
12 cm!



Adjuster O2 6 cm 10 cm ja 12 cm

Adjuster O2 tarjoaa korkealuokkaista paineen vähennystä (tasot I-IV) sekä mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin myös asiakkailta, joilla on hankalia funktionaalisia ja/tai anatomisia vartalon epäsymmetrioita.

Tyyny koostuu viidestä osasta, joiden jokaisen solujen tiheyttä voi säätää ja 100% hengittävistä, +60°C konepestävistä O2 päällismateriaalista ja Special O2 TOP Cover -ulkopäällisestä, joissa koko tyynyn kiertävä vetoketju. Smart Cell™ soluja ei tarvitse poistaa pesun ajaksi.

Vakiokoot:
6 cm: 35x35 – 53x53 cm
10 cm: 35x35 – 60x60 cm
12 cm: 35x35 – 58x58 cm
Tilauksesta erikoiskokoja 35x35 – 60x60 cm välillä.
Max. 250 kg.



Xxtra O2



Xxtra O2 500 kg 10 cm

Xxtra O2 malli perustuu Adjuster O2 malliin, mutta se on saatavana kokoon 75x75 cm asti ja sopii vaikuttavaan 500 kg käyttäjäpainoon asti. Tyyny on silti kevyt ja tarjoaa turvallisen ja vakaan istumapinta-alan.

Korkeus: 10 cm
Vakiokoot: 55x45 – 65x65 cm
Tilauksesta erikoiskokoja 55x45 – 75x75 cm välillä.
Max. 500 kg.



Multifunctional O2



Multifunctional O2 10 cm

Multifunctional O2 on muuten samanlainen Adjuster O2 10 mallin kanssa, mutta siinä on suurempi takaosa, mikä tekee siitä erittäin soveltuvan käytettäväksi kokoon-taitettavien pyörätuolien kanssa, jossa on säädettävä istuinsyvyys. Sopii myös käyttäjille, joilla on vakavia funktionaalisia ja/tai anatomisia vartalon epäsymmetrioita.

Korkeus 10 cm

Vakiokoot:

Leveydet: 37/40/45/50 cm

Syvyys 52 cm

Max. 250 kg.



Vector O2



Vector O2 6 cm ja 10 cm

Vector O2 koostuu kahdeksasta osasta, tarjoaa enemmän käytettävyyttä, suuremman lantion stabiliteetin, anatomisesti muotoillun istuinpinta-alan ja upotuksen sekä IT-coccyx alueen kevennyksen.

Sivutuet antavat lisästabiliteettiä lantiolle ja estävät säärieni ulkokierrat samalla kun etuosa tukee reisiä ja estää sisärotaation. Vakiona O2 Top Cover -ulkopäällinen.

Vakiokoot:

6 cm: 35x35 – 53x53 cm

10 cm: 35x35 – 60x60 cm

Tilauksesta erikoiskokoja

35x35 – 60x60 cm välillä.

Max. 250 kg.



Junior Vector O2



Junior Vector O2 8 cm

Vicair Junior Vector O2 on suunniteltu erityisesti lapsille ja pienikokoisille käyttäjille. Juniorissa on kaikki Vector O2:n ominaisuudet, mutta pienemmät koot.

Korkeus: 8 cm

Vakiokoot: 25x25, 30x30 ja 35x35 cm

Tilauksesta erikoiskokoja

25x25 – 35x35 cm välillä.

Max. 100 kg.



Centre Relief O2



Centre Relief O2 10 cm

Centre Relief on suunniteltu erityisesti käytettäväksi perianaalialueiden toimenpiteiden, synnytysten ja erityisen vaikeiden kohdennettujen painehaavojen hoidon yhteydessä. Tämän 10 cm korkean tyynyn SmartCells™ solut voidaan irrottaa kokonaan keskeltä, jolloin vältetään ihokosketus, vaikka tyyny muuten pysyy erittäin vakaana ja tukevana.

Korkeus: 10 cm

Vakiokoot: 43x43 cm ja 45x45 cm

Tilauksesta erikoiskokoja 35x35 – 60x60 cm välillä.

Max. 250 kg.



Hygieniattyyny O2



Hygieniattyyny O2 8 cm

Aukollinen hygieniattyyny, koostuu 4 osasta, **Voidaan mukauttaa sopivaan kokoon kuten kaikki muutkin Vicair-tyynyt.**

Tyyny on suunniteltu sopimaan Acuatec Ocean Ergo suihkutuoleihin, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa suihku- ja wc-tuoleissa tms.

Tyyny kiinnitetään kiinnitysnauhoilla jokaisesta kulmasta, joka varmistaa, että tyyny pysyy paikallaan. Päällinen on nesteitä hylkivää materiaalia, ja alapuoli verkkomateriaalia, mikä helpottaa tyynyn puhdistamista.

Korkeus: 8 cm

Koko: 48x45 cm

Max. 250 kg.



Meiltä myös Vicair selkäosat!



Butterfly selkäosa

Voidaan käyttää molemmin päin selän tai rintakehän tukemiseen istuma-asennossa.. Kiinnitys pyörätuolin selkätuen ympäri joka mahdollistaa samalla portaattoman korkeudensäädön. Päällinen pesu 60°C.

Koot: 40x20cm 45x20cm tai 50x20cm.

Anatomic & Multifunctional O2 selkäosa

Universaalit selkäosat, joka mahdollistaa optimaalisen asennon ja korkean riskin painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja paineen tasauksen Käytä esim. Strap Back tarraselkäosan (Anatomic) tai kovan selkäosan kanssa (Multifunctional)

Koot: Leveydet 32-56 cm & 36-60 cm

Max. 150 kg.

Flex Back selkäosa

Flex-selkäosan kanssa käytettäväksi kehitetty selkäosattyyny, jossa on sisäänrakennetut lateraaliset tuet ja johon on mahdollista lisätä optiona saatavat lisätukea antavat sivutuet.

Koot: 41, 45 ja 50 cm x 55 cm (lev. x kork.)

Max. 150 kg.



Kokonaisena +60°C konepestävät istuintyynyt

Vicair® O2 istuintyynyt tarjoavat ratkaisun inkontinenssi-ongelmiin ja parempaan hygieniaan.

Vicair® O2-tyynyjen avoin rakenne mahdollistaa tyynyjen pesun helposti kaikissa pesukoneissa ilman tarvetta pyykkipussiin tai poistamatta SmartCells-soluja. Nämä tyynyt ovat ihanteellisia sekä laitos- että kotikäyttöön tilanteisiin, joissa inkontinenssi, lämpötila ja kosteus ovat ongelma.

- Täysin konepestävä kaikissa pyykinpesukoneissa, + 60°C:ssa, ilman SmartCells™-solujen poistoa.
- 100% täysin hengittävä, mutta kuitenkin kosteuden pitävä inkontinenssipäällinen säätelee kosteutta ja ylläpitää täydellisen lämpötilan.

100% hengittävä Special O2 -ulkopäällinen

Joustava, hengittävä ulkopäällinen antaa ilman kiertää, lisää istuinmukavuutta ja vähentää kosteutta ja kuumentumista. Kosteuttaläpäisemätön, höyryn läpäisevä päällinen voidaan pestä myös tyynystä irrottamatta pesukoneessa + 60°C:ssa.

Uudistuneet SmartCells™-solut

Jokainen tyyny koostuu sadoista **SmartCells™**-soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu istumisen kannalta strategisesti merkittäviin "osastoihin" tyynyn sisällä. Joustavat, kangaspäälysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti. Myös soluja kehitetään jatkuvasti mahdollisimman optimaaliseksi. Uusimmat solut tunnustat musta-valko-värytyksestä.

Optimaalinen, painetta tasaava istuma-asento jopa korkean painehaavariskin potilaille

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, tyynyt tarjoavat miellyttävän istuinmukavuuden ja erittäin hyvän istuma-asennon. Tämän ansiosta Vicair-istuintyynyt soveltuvatkin myös erittäin korkean painehaavariskin omaaville potilaille.

Boxing Effect antaa lisätukea ja mukavuutta

Enemmän voluumia tyynyssä antaa paremman upotuksen ja lisää SmartCell-solujen tukea. Vetoketjun ansiosta helpompi säätää käyttäjän istuessa tuolissa.



Päälliset

Inkopäällinen



ComfAir



vetämistä
helpottava
vetoketjupidike

100% hengittävät ja pestävät O2 päälliset
O2 istuintyyntä saatavana esim.vakio-, inko- tai ComfAir -päällisillä tarpeesta riippuen.

Tyynyn ja päällisen ympäri kulkee vetoketju
jonka avulla pystyy ylläpitämään tyynyn muotoa ja estämään SmartCells™-solujen liikkumisen pois käyttäjän alta. Lisäksi sen avulla pystyy helposti lisäämään tai poistamaan soluja käyttäjän istuessa istuimessa.

Koot

Active O2 & Adjuster O2 & Vector O2

Standard (Sizes >53 cm height 10 only)
On request

Inch	width											
	14	15	16	17 1/4	18	19	20	21	22	23	24	
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35											
15	38											
16	40											
17 1/4	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

Katso kokotaulukosta
www.campmobility.fi/tuotteet/istuinynt/vicairistuinynt
kaikki saatavilla olevat eri korkeudet ja vakio- ja erikoiskoot



Tekniset tiedot



Jopa 145 kokoa*



6 /9/10/12 cm
Junior & Hygiene
8 cm



500-850 g



250 kg**
(Junior 100 kg)
(Xtra 500 kg)



Päällinen, ulko-
päällinen ja
SmartCells 60°



Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

* Katso kaikki koot <https://www.campmobility.fi/tuotteet/istuinynt/vicairistuinynt>
Vicair O2 istuintyyntä kokotaulukosta tai pyydä myyjältä. Tilauksesta myös erikoiskokoja.

**Maksimikuormitus on määritelty olettaen, että tyynyn leveys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland