

UUSI!

Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset

TUV hyväksytty

Aquatec Sorrento – innovatiiviset ja modernit modulaariset suihkutuolit ja -jakkarat

Aquatec® Sorrento on uusi, innovatiivinen suihkutuolien tuoteperhe. Tuotteet kootaan modulaarisesti suihkutuoliksi, suihkujakkaraksi tai ammeistuimeksi tarpeen mukaan. **Aquatec® Sorrento** -tuotteet vakuuttaa paitsi erinomaisella käytettävyydellään, myös tyylikkällä muotoilullaan ja modernilla ulkonäöllään.

Uusi, luistamaton Soft Touch -pintamateriaali ja joustava selkäosa ovat erittäin miellyttäviä käyttää. Laajojen korkeudensäätöalueiden ansiosta tuolit soveltuvat kaiken kokoisille käyttäjille ja kaiken kokosiin kylpyhuoneisiin. Korroosiosuojatut, modulaariset ja kasattavat tuotteet ovat erinomainen valinta kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat apuvälineitä henkilökohtaisen hygieniansa hoitamiseen.

Saatavana joko yhtenäisellä tai hygieni-aukollisella istuimella ja käsituilla ja ilman.

AQUATEC**Yes, you can.®**

Ominaisuudet



Luistamaton Soft Touch -pinta

Aquatec Sorrento suihkutuolit ovat ensimmäisiä suihkutuoleja, joissa on innovatiivinen luistamaton Soft Touch TPE -pinta istuimessa ja käsituissa. Pintamateriaali on paitsi turvallinen, myös näyttää ja tuntuu hyvältä.

Säädettävä Soft -selkäosa

Pehmeä, säädettävä selkäosa tuntuu miellyttävältä. Laajan säätöalueen ansiosta jokainen käyttäjä voi säätää tuolin omien tarpeidensa mukaiseksi.

Vaihtoehdot



Sorrento suihkutuoli



Sorrento suihkujakkara



Sorrento ammeistuin,
kahdella jalalla seisova



Sorrento Swivel, kääntyvä
ammeistuin

Tekniset tiedot

Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö,
Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland



	<i>Sorrento suihku- tuoli + aukko + käsituet</i>	<i>Sorrento suihku- jakkara + aukko + käsituet</i>	<i>Sorrento suihku- jakkara + aukko</i>	<i>Sorrento suihku- tuoli - ei aukkoa + käsituet</i>	<i>Sorrento suihku- jakkara - ei aukkoa + käsituet</i>	<i>Sorrento suihku- jakkara - ei aukkoa</i>	<i>Sorrento kääntyvä amme- istuin</i>	<i>Sorrento amme- istuin</i>
Suihkutuoli	802340015			802340012				
Suihkujakkara käsituilla		802340014			802340011			
Suihkujakkara			802340013			802340010		
Kääntyvä ammeistuin							802350011	
Ammeistuin								802350010

Mittatiedot								
Istuinleveys (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Istuinsyvyys (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Istuinkorkeus (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Kokonaisleveys (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Kokonaissyvyys (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Kokonaiskorkeus (mm)	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	520	670 - 725
Istuinkorkeuden säätö (mm)	150	150	150	150	150	150		
Leveys käsitukien välissä (mm)	450	450		450	450		450	450
Käsituen pituus (mm)	280	280		280	280		280	280
Käsituen korkeus (mm)	200	200		200	200		200	200
Selkätuen leveys (mm)	500			500			500	500
Selkätuen korkeus (mm)	380			380			380	380
Selkätuen pääll. kork.(mm)	280			280			280	280
Hygienia-aukon leveys (mm)	140	140	140				140	140
Hygienia-aukon syvyys (mm)	170	170	170				170	170
Max. kuormitus	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Paino	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg