



## **Gearwheel – kelaustenkeventäjä vaihteella!**

**Onko pyörätuolin kelaus raskasta ja mäkien ylitys vaikeaa?  
Eikö omat käsivoimat oikein riitä?**

*DECON Gearwheel* kelaustenkeventäjässä on vaihde, joka keventää kelausvastusta ja helpottaa kelausta esim. ylämäessä. Vaihteessa on 3 eri asentoa: 1:1 asento, jolloin pyörä toimii kuten normaali kelauspyörä, alennusvaihde, jossa on pienempi välitys ja joka antaa noin 40 % enemmän voimaa sekä alennusvaihde + mäkijarru -asento, jossa alennusvaihteen lisäksi pyörät on lukittu pyörimiseltä taaksepäin.

QR -kelausakselit voidaan kiinnittää adapterilla lähes kaikkiin yleisimpiin aktiivipyörätuolimalleihin. Kelauspyörän varastokoko on 24". Saatavana tilauksesta myös koot 22" ja 25". Optiona valittavana erilaisia renkaita ja kelausvanteita. Gearwheel lisää pyörätuolin leveyttä vain n. 3 cm.

## Ominaisuudet

### Gearwheel kelauskeventäjässä on vaihteet!

**Gearwheel** kelauspyörän vaihte vaikuttaa kelausvastukseen ja tekee kelaamisesta kevyempää ja turvallisempaa. Alennusvaihte keventää kelaamista yli 40%. Alennusvaihte+mäkijarru -asento estää lisäksi kelauspyörän pyörimisen taaksepäin, joka helpottaa kelaamista esim. ylämäessä.

**Gearwheel**iin on saatavana kiinnitysadapteri lähes kaikkiin yleisimpiin aktiivipyörätuolimalleihin. Kelauspyörän varastokoko on 24", tilauksesta saatavana myös koot 22" ja 25".

**Gearwheel**iin voit valita harjattu alumiini-, titaani- tai Friktion S -kelausvanteet luistamattomalla kumiuralla tai luistamattomat Poly Compact Poly Gel tai Maxi Grip pyöreät tai uravanteet.



Vakiotoimitukseen kuuluu 24" kelauspyörät, alumiinikelausvanteet ja läpinäkyvät pinnasuojat.



Kysy kelauspyörän kiinnitysadapterin sopivuus pyörätuolimalleisi myyntineuvottelijaltamme.



## Tekniset tiedot



**Rengaskoko**  
22", 24", 25"



**Rengaspaine:**  
9 bar / 900 kPa



**Paino**  
2,92 kg



**Max. käyttäjäpaino**  
100 kg

## Kelausvanteet



### Kelausvanne- vaihtoehdot:

- alumiini (vakio)
- ruostumaton teräs
- poly compact
- poly gel -geelivanne
- Friktion S -luistamaton
- Titaani



**decon**  
Creating Freedom

Valmistaja: Decon Wheel AB  
Södra Ekeryd 115, 314 93 Hyltebruk, Ruotsi  
p. +46 345 40880  
www.decon.se

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2018 Camp Mobility Finland

