



Gearwheel

FIN

2018/2019



Parempaa
turvallisuutta
vähemmällä
voimalla.



Gearwheel



GEARWHEEL

Vähemmän voimaa ja enemmän turvallisuutta

MITÄ SAAN KUN TILAAN GEARWHEELIN?

- Yksi Gearwheel koko 22", 24" tai 25"
- Sileäpintaisten, korkeapaineisten kelauspyörän renkaat
- QR-pikalukitusakseli
- Pinnasuojat
- Käyttöohje
- 2 vuoden takuu



Gearwheel kelauskenventäjä on suunniteltu käytettäväksi manuaalipyörätuoleissa. Tämän patentoidun keksinnön ansiosta käyttäjä voi helposti vaihtaa vaihdetta, joka on rakennettu kelauspyörän sisään. Lisäksi pyörän 'mäkijarru' - ominaisuus estää pyörätuoli pyörimästä taaksepäin kaltevilla pinnoilla kuljettaessa. Laite on loistavan yksinkertainen eikä se olennaisesti eroa normaalista kelauspyörästä, ylämäkien kelaus on vain helpompaa ja turvallisempaa.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------|--|
| Paino | 2,920 g (renkailla ilman kelausvannetta) |
| Rengaskoot | 22", 24" tai 25" |
| Ilmanpaine | 9 bar tai kiinteät renkaat |
| Lisää pyörätuolin leveyttä | noin + 3 cm |
| Max. käyttäjäpaino | 100 kg |

TUOTENUMEROT

| Akselin pituus | 46 mm | 51mm |
|----------------|-------|-------|
| Gearwheel 22" | GW22K | GW22L |
| Gearwheel 24" | GW24K | GW24L |
| Gearwheel 25" | GW25K | GW25L |

VAIHTOEHTOISET RENGASMATERIAALIT

| | |
|----------------------------------|----|
| Ilman rengasta | -0 |
| Kiinteä, sileä rengas, leveys 1" | -1 |
| Karkea rengas leveys 1" | -2 |
| Karkea rengas, leveys 1 3/8" | -3 |

Example: 24" Gearwheel without tyre: GW24K-0



Sileä rengas



Karkea rengas



Kiinteä rengas

PINNASUOJAT

| | |
|----------------|-----------|
| Pinnasuoja 22" | GW4000-01 |
| Pinnasuoja 24" | GW4000-02 |
| Pinnasuoja 25" | GW4000-03 |



Valmistajan yhteystiedot
+46 (0)345 408 80
info@decon.se

KELAUSVANTEET

5-popniitti-kiinnitys

| | 22" | 24" | 25" |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Alumiini | DR5053 | DR5001 | DR5101 |
| Friction S | DR5057 | DR5007 | DR5107 |
| Poly Compact – litteä | DR5050 | DR5005 | DR5105 |
| Poly Compact – pyöreä | DR5050-1 | DR5005-1 | DR5105-1 |
| Poly Gel – litteä | DR5051 | DR5006 | DR5106 |
| Poly Gel – pyöreä | DR5051-1 | DR5006-1 | DR5106-1 |
| Titaani 6 mm | DR5054 | DR5003 | DR5103 |
| Titaani mm | DR5056 | DR5004 | DR5104 |
| Max Grip | DMG225 | DMG244 | DMG254 |



ALUMIINI



TITAANI




FRICTION S



POLY COMPACT



POLY GEL



MAX GRIP



Lisätietoa kelausvanteista www.decon.se

ADAPTERIT

TUOTENRO.

Küschall

YKSI KAPPALE / PYÖRÄ

K-Series

GW3050-10

Panthera

YKSI KAPPALE / PYÖRÄ

U2 Light, U3 Light

GW3060-10

S2, U2, S3, U3 carbon standard axle

GW3060-11

S2, U2, S3, U3 carbon + higher axle

GW3060-12

Sunrise Medical

YKSI KAPPALE / PYÖRÄ

Sopur Helium

GW3070-10



ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ TAI HALUATKO TILATA?

Jälleenmyynti Suomessa
Camp Mobility
+358 (0)9 350 76 310 tai
info@campmobility.fi
– Autamme mielellämme!

Tilauslista:

- Vakiovarustus: Katso kohta: "Mitä saan kun tilaan Gearwheelin"
- Tilaa myös tarvittava adapteri.
- Valitse haluamasi kelausvanne.
- HUOM! Easywheel tuotenumeroit ovat 1 per osa ei 1 per setti.
- Jos et löydä oikeanlaista adapteria adapterilistasta, katso www.decon.se viimeisin info tai pyydä jälleenmyyjää ottamaan yhteyttä valmistajaan.
- Tarkista tilausvahvistus, jos jokin on väärin tai epäselvää, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään, joka ottaa yhteyttä valmistajaan.
- Kun tilauksesi saapuu, tarkista kuljetuspakkaus vahinkojen varalta. Jos tuotteessa on vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään ennen tuotteen purkamista pakkauksesta.



 **decon**

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® is not responsible for any changes made after printing.

© All rights are reserved for Decon®. With reservation for printing and typographical errors, discontinued products and misleading images.