



Lisävoimalaite  
manuaalipyörätuoleihin



Upgrade your wheelchair

**acekare**

# Yomber



## Lisävoimaa kelaukseen siellä missä se toimii parhaiten!

Kytke Yomber päälle ja koe uusia kokemuksia!  
Virta päällä tai ei, pyörätuolisi reagoi edelleen vaivattomasti kosketukseesi alkuperäisestä suorituskyvystä tinkimättä.  
Lisävoimalaite sijoitetaan kelauspyörien väliin ja se on linjassa kelauspyörien kanssa, mikä on paras paikka eteenpäin ohjaamiseen ja ahtaissa paikoissa ohjaamiseen.

## Ratkaisevat edut:



## Intuitiivinen ja varmakäyttöinen

Luotettava tekniikka turvalliseen ajamiseen. Aja pitkiä matkoja ja käy paikoissa, joihin aiemmin et ole päässyt.

1. Yhteensopiva useimpien kiinteiden ja kokoontaitettavien pyörätuolien kanssa säilyttäen samalla pyörätuolisi alkuperäisen suorituskyvyn ja ajo-ominaisuudet.

Toimitetaan pyörätuoliin sopivan kiinnitysadapterin kanssa.



## Mukauta ajonopeus tilanteen mukaan

Yomber adaptoituu eri käyttötilanteiden mukaan: 2 eri ajomoodia, sisä- ja ulkokäyttöön. 5 eri nopeustasoa 0 - 6 km/h lisää ajomukavuuttasi.



## Langaton EasyGo- käsiohjain

Kokeile dynaamista ajoa tuoliin tai reiteen kiinnitettynä, EasyGo-ohjain on paras ystäväsi vaivattomaan jokapäiväiseen käyttöön.



## Helppo ja nopea asentaa

2 pientä pyörää edessä tekee Yomberista vakaan ja vaivattoman asentaa. Nostokahva takaa helpon kiinnityksen. Loppukäyttäjää voi asentaa ja poistaa Yomberin pyörätuolista itsenäisesti.

# Yomper johdoton lisävoimalaite:

## Kahva

Kahvaa on nostettu, jotta se on helppo asentaa istuimesta (autosta, sängystä jne) käsin itsenäisesti ilman työkaluja.

## Virtapainike

## Litium-ion akku

- Akun varaustason indikaattori
- 2 vuoden takuu



## Liitin

Avustajan ohjaimelle (saatavana optiona)

## 250W moottori

Mukava käyttää ja helppo vaihtaa akku ja moottori kiinnitetään yhtenä kokonaisuutena

## Etupyörät

Edessä olevat 2 pientä pyörää tekevät Yomperista vakaan ja mahdollistavat helpon asennuksen.

# EasyGo ohjausyksikkö / langaton käsiohjain

2 napautusta: käynnistys  
1 napautus: sammutus

## OLED näyttö

- Akunvaraustaso
- Parametrinäyttö

## USB ladattava akku

Toimitus sisältää latauslaitteen

## Bluetooth



## Nopeudenvälitsin

5 kustomoitavaa nopeutta sisätiloihin  
5 kustomoitavaa nopeutta ulkotiloihin

## 5 LEDiä

Näyttö valitulle nopeusmoodille:  
vihreä sisä-ajoon ja punainen ulko-ajoon





# Yomper + käyttö:

Yomper adaptoituu erilaisiin tilanteisiin EasyGo-ohjausjärjestelmänsä avulla. Voit valita sisä- tai ulko-ajo -tilan säätämällä nopeutta ajon aikana. Ohjausrasia on intuitiivinen ja helppo käyttää. Lyhyt kaksoisnapautus käynnistää Yomperin ja pitkä painallus muuttaa tilaa.

**Sisä- ja ulko-ajo moodit:**  
(5 kustomoitavaa nopeutta)

Startti	Vaihda nopeutta	Virta pois
2 napautusta starttaa	Paina +/- nopeus-valitsimesta	Sisääajomoodi/tartu kelausvanteisiin Ulkoajomoodi/1 napautus



## Tekniset tiedot

Max. käyttäjäpaino	Max. 150kg/330 lb
Max. kallistus / nousukyky	10° / 16 %
Takuu	2 vuoden takuu valmistusvirheiden osalta

## Moottori

Moottorin teho	250W
Moottorin max. teho	450W
5 kiihtyvyytasoa	Säätäminen ohjainyksiköstä
5 kelausvastustasoa	Säätäminen ohjainyksiköstä
5 nopeutta 5 sisä- ja 5 ulkokäyttöön	Max 6 km/h Kustomoitavissa 0 - 10 km/h <i>(bluetooth yhteys ohjausyksikköön)</i>

## Akku

YPA0001	Akkusarja	24V6Ah lithium-ion
	Ajomatka	23 km (160Wh) 35 km (240Wh)



Vedenpitävä  
Määräaikaishuolto 12kk välein  
Latautuu 4:ssä tunnissa  
24 kuukauden takuu  
IATA-lentokuljetusmääräysten mukainen (hytti)

## Paino

YP10051	Yomber		5,8kg/12.5 lb
YPA0012	Bluetooth ohjausyksikkö		87 g
	Paino ilman akkua		4,65kg/10 lb

## Optiot

YPA0013	Avustajan ohjain	
YPA0018	Isompi akku	24V10Ah Lithium-ion (+350g) Ajomatka 35km

