

# Mio Family



Aktiivipyörätuolit  
lapsille ja nuorille

Kevyt, extra kevyt tai kallistettava



Kevyt ja ketterä  
aktiivituoli



Extra kevyt  
aktiivituoli



Kallistettava  
aktiivituoli

# Mio (Design 2018)

## Lasten aktiivipyörätuoli

German aid index N° 18.99.02.1023



istuinleveys  
**18-34 cm**  
(+2 cm)



selän korkeus  
**17,5-40 cm**  
(+5 cm)



istuinsyvyys  
**18-36 cm**  
(+4 cm)



max.käyttäjätaino  
**50 kg**



kelauspyörät  
**18"- 24"**



Tukipyörät  
**4" ja 5"**



## Kuvaus

- aktiivipyörätuoli lapsille
- varhaiseen asentotuentaan (jo 12 kk alkaen)
- innovatiivinen kevyt ja kompakti design
- helppo käsitellä
- paras stabiliteetti
- soveltuu istuimeksi ajo-neuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

# Mio Carbon (Design 2018)

## Pieni, ketterä ja kevyt aktiivipyörätuoli



istuinleveys  
**18-30 cm**  
(+2 cm)



selän korkeus  
**17,5-35 cm**  
(+5 cm)



istuinsyvyys  
**18-30 cm**  
(+4 cm)



max.käyttäjätaino  
**50 kg**



kelauspyörät  
**20" - 24"**



Tukipyörät  
**4" ja 5"**



## Kuvaus

- pieni, kevyt ja ketterä aktiivituoli lapsille
- varhaiseen asentotuentaan (jo 12 kk alkaen)
- istuinlevy, kiinteä kaareva selkäosa, vaatesuojat ja jalkalauta ultra-kevyttä hiilikuitua
- ruuvit ja muut osat kestäväää alumiinia teräksen sijasta

# Mio Move



## Kallistettava aktiivipyörätuoli

German aid index N° 18.99.02.1020



istuinleveys  
**20-34 cm**  
(+2 cm)



selän korkeus  
**25-45 cm**  
(+5 cm)



istuinsyvyys  
**18-36 cm**  
(+4 cm)



max.käyttäjäpaino  
**50 kg**



kelauspyörät  
**20" - 24"**



Kallistuskulma  
**-5° - 35°**



## Kuvaus

- kallistettava pyörätuoli lapsille ja nuorille
- varhaiseen asentotuentaan (jo 12 kk alkaen)
- aktiivituoli ja terapiarattaat yhdessä
- vaihtelu aktiivisen ja lepo-asennon välillä helppoa
- soveltuu istuimeksi ajo-neuvoon ISO 7176-19 mukaisesti



Unique people, unique solutions.

# Yksi nimi - kolme mallia

## Tekniset tiedot

	<i>Mio</i> (Design 2018)	<i>Mio Carbon</i> (Design 2018)	<i>Mio Move</i>
istuinleveys	18 - 34 cm	18 - 30 cm	20 - 34 cm
istuinsyvyys	18 - 36 cm	18 - 30 cm	18 - 36 cm
selkäosan korkeus	18 - 34 cm	17,5 - 35 cm	24 - 45 cm
max.käyttäjäpaino	50 kg	50 kg	50 kg
kelauspyörät	18", 20", 22", 24"	20", 22", 24"	20", 22", 24"
polvimitta	15 - 37 cm	15 - 30 cm	max. 37 cm
kasvaa kolmeen suuntaan: (istuinleveys, -syvyys, -korkeus)	✓	✓	✓
abduktio (kevyt tai voimakas)	✓	✓	✓
kaksi eturungon muotoa	✓	✓	✓
soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti	✓		✓
Selkäosan kallistus			✓

## Varuste-esimerkkejä

Kaikki saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihtoehdot löydät tilauskaavakkeesta kunkin mallin kohdalta.



Nokkapyörä eteen



Kuomun sivuosiin integroidut avustajan jarrut



Tupla-kelausvanteet



Selkäosalevy ilman selkäosan putkia




2-eturunkovaihtoehtoa taurus ja retro



Taakse taittavat jalkatuet



Yksikäätinen työntökahva



Tupla-kaatumisesteet



Terapiapöytä