



SORG TILTY VARIO kallistettava pyörätuoli – nuorille ja aikuisille

SORG Tilty Vario on erittäin pehmeästi liikkuva ja vaivattomasti käsiteltävä vakaa ja jäykkärunkoinen, kallistettava pyörätuoli 10 cm:n abduktiolla ja mm. avustajan käsijarruilla. Selkäosan kallistus 80° - 120°.

Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkalaudan etäisyys jne. voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja varustaa pää-/niska-tuella, vartalotuilla ja vartalotukivöillä. Istuinleveydet 28-44 cm ja -syvydet 30-44 cm. Maksimikuormitus 100 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri-vaihtoehtoja. Saatavana myös kattava valikoima SORG-lisävarusteita.

Ominaisuuksia



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

Tilty Varion selkäosan kallistus
80° – 120°



Pidike abduktiokiilan
asennusta varten

Vartalo-/sivutuet, jotka voi kääntää taakse


Päätuet ja rinta-/
hartiatukivyöt



Korkeus- ja kulma-
säädetävät käsituet

Yhtenäinen jalkalauta

Tekniset tiedot



TILTY VARIO

28-44 cm (+2 cm)

30-44 cm (+4 cm)

30-50 cm (+5 cm)


22" ja 24"

-10° - +20°

100 kg


Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallilhohto- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:


Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

Betex:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esiteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2018 Camp Mobility Finland

