

# Inovys II L70

## Granula-täytteinen istuinjärjestelmä

**VERMEIREN L70 istuinjärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi yhdessä passiivipyörätuolien kuten Inovys II pyörätuolin kanssa.**

Henkilöille jotka istuvat passiivisessa istuma-asennossa, Inovys L70 tarjoaa ihanteellisen istumamukavuuden. Polystyreenitäytteiset tyynyt selkä-, istuin- ja jalkojen alueella varmistavat paineen jakautumisen ja seuraavat kehon muotoja.



**VERMEIREN**  
we care for you



## Miellyttävää istuinmukavuutta passiivisille pyörätuolin käyttäjille

**VERMEIREN** täydellisen ja erittäin dynaamisen ratkaisun, joka antaa maksimaalisen tuen koko keholle. Kaikki tyynyelementit on varustettu vetoketjulla, jotta ne voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa.

Inovys II L70 on myös varustettu täysin säädettävällä niskatuella joka on sekä korkeus- että kulmasäädettävä ilman lisätyökaluja. Valinnaisesti voidaan asentaa myös L58G, jolla saa automaattisesti haluamasi muodon. Lisävarustevalikoima mahdollistaa sen, että Inovys II L70 voidaan muotoilla täysin lähes jokaisen käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

⊕ Kaikki tyynyt ovat täytetty joustavilla polystyreeni-rakeilla, jotka tarjoavat täydellisen tuen vartalolle ja yhdistyvät sen muotoihin.

⊕ Lisäämällä tai vähentämällä polystyreenirakeita voidaan lisätä tai vähentää kehon muotoihin kohdistuvaa painetta.

⊕ Erilaisten säätömahdollisuuksien ansiosta (pää, selkä, istuin- ja jalkaosa) ansiosta pyörätuoli voidaan säätää optimaalisesti jokaiselle käyttäjälle.

⊕ Comfort-käsityynyt tarjoavat turvallisen ja miellyttävän tunteen, jonka avulla käyttäjä voi rentoutua täysin.

Yksilölliset säädöt ovat täysin mahdollisia jalkaosan, jalkaosan, istuinosan ja selkäosankulman säädettävyyden ansiosta. Avustajan rumpujarrut ja lisäseisontajarrut varmistavat, että käyttäjä voi istua tuolissa täysin turvallisesti.

**Lisävarusteena pestävä päällinen** harmaalla froteekankaalla, mikä takaa paremman hygienian käytön aikana Inovys II L70:n päivittäisessä käytössä.



## 3 itsenäisesti säädettävää osiota



- Ylävartalo-osio -



- Istuinosio -



- Jalkaosio -

Jokaisessa osiossa on rakeilla täytetyt tyynyt, jotka tarjoavat optimaalisen tuen vartalolle.



Osiot on helppo irrottaa vetoketjun avulla



B12 - Pöytälevy



B20 - Lantiovö



B52 - Tippateline



B54 - Päällinen



B74 - Rumpujarrut



B77 - Kaatumisetet



B83 - Happipulloteline



L58G - Comfort päätuki



L71 - Irrotettavat granularae-käsitukipehmusteet



Vaihda yksilölliseen lepoasentoon istuimen, selkänojan, jalkojen ja jalkojen itsenäisten säätömahdollisuuksien avulla.



## Granula-raetäyte



Maksimaalisen istumamukavuuden tarjoamiseksi **VERMEIREN** on valinnut korkealaatuiset rakeet, joiden tiheys on jopa 15 kg/m<sup>3</sup>. Jokainen rae on halkaisijaltaan 3,6–5,6 mm ja niissä on eristävä vaikutus, joka luo

mukavan tunteen ollessaan kosketuksessa kehon kanssa. Nämä rakeet on valmistettu 100 % polystyreenistä, ja National Institute of Hygiene on sertifioinut ne, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle. Nämä rakeet voidaan kierrättää ja jättävät sellaisenaan minimaalisen ekologisen jalanjäljen.



**Täyttö:** Pidemmän käytön jälkeen saattaa tuntua, että tyynyt tarvitsevat lisätäyttöä tai jopa vähemmän täytettä tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä **VERMEIREN**-jälleenmyyjääsi ja pyydä rakeita pehmusteiden täyttämiseksi ja asennon tukevoittamiseksi.

## Sisäinen tuotantoketju

Jos tarvitsee liikkuu, tarvitaan pyörät. Ja pyörät ovat yksi tuotteidemme avainelementeistä. Yksi kiinteä akseli yhdistettynä pinnoihin, vanteisiin ja ilmalla täytettyyn putkeen. Se on kaikki mitä tarvitaan viemään meitä eteenpäin. Hyvin yksinkertainen, mutta aina niin välttämätön. Tästä syystä VERMEIREN valmistaa kaikki avainelementit itse.

Pienistä etupyöristä suuriin takapyöriin ja sähköpyörätuolien massiivikumipyöriin... Jokainen osa on valmistettu sisäisesti, jotta voimme seurata tuotantoa ja tasaista laatua, josta olemme ylpeitä.

## Tekniset tiedot Inovys II L70

■ Kokonaisleveys	680 - 730 mm
■ Kokonaiskorkeus (ilman päätukea)	990 - 1060 mm
■ Kokonaispituus	1280 mm
■ Istuinkallistus	0° - 30°
■ Jalkatuki - jalkalauta kallistus	73° - 107°
■ Käsitukien pituus	220 - 320 mm



*Eristetty materiaali tarjoaa lämpöä ja mukavan olon istuttaessa.*

## Sinulle suunnitellut tuotteet

Peruseriaattemme on: pyörätuoli on adaptoitava sinulle, ei päinvastoin. Siksi pyörätuolimme ovat kehittyviä ja vastaavat erityistarpeisiisi. Kaikentyypisiä pyörätuolejamme voidaan säätää ja adaptoida, niissä on useita vaihtoehtoja ja ne voidaan räätälöidä täysin yksilöllisiksi niin, että jokaiselle löytyy tarpeeseen sopiva pyörätuoli. Tämä on tulosta jatkuvasta tutkimuksestamme ja kokemuksestamme vuodesta 1957 lähtien.

## Laatutakuu

**Inovys II L70** täyttää korkeimmat laatu normit, jotka sertifioitujen testilaitokset ovat asettaneet useimmissa Euroopan maissa.

■ Istuinkorkeus	510 - 580 mm
■ Selkäosan korkeus	550 - 600 mm
■ Istuinsyvyys	460 - 520 mm
■ Paino	38 kg
■ Max. käyttäjäpaino	135 kg
■ CE merkitty	CE

Mitat mm ja kg. Koko- ja painopoiikkeamat (15 mm ja 1,5 kg) ovat mahdollisia. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Kuvat ovat vain havainnollistavia. Tietyt ominaisuudet ovat optioita.

## VERMEIREN GROUP

Vermeirensplein 1-15  
B-2920 Kalmthout Belgium

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)  
[info@vermeiren.com](mailto:info@vermeiren.com)

## CAMP MOBILITY CAMP SCANDINAVIA OY

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere, Finland  
p.+358(0)9-350 76 310

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)

Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi

**CAMP**<sup>®</sup>  
MOBILITY

Support for better life!

