

"Basis"

Painettava vähentävä staattinen vaahtomuovi-painehaavapatja ennaltaehkäisyyn ja paineentasaukseen



Kuvaus

Suunniteltu erityisesti ennaltaehkäisevään painehaavahoitoon. Sopii potilaille, joilla on korkea riski saada painehaavoja, ja potilaille, joilla on painehaava-aste taso 0 – 3. Mukavakäyttöinen, painettatasaava ja käyttäjäystävällinen patja.

Materiaali ja design

Erittäin elastinen korkeatiheyksinen vaahtomuovipohja varmistaa tarvittavan vakauden potilasta liikuttaessa. Yhdessä painetta vähentävän viskoelastisen memory foam -kerroksen kanssa patjassa yhdistyvät korkea laatu ja mukavuus ennaltaehkäisevään hoitoon. Potilaan kehosta tuleva lämpö ja paine saa vaahtomuovin sopeutumaan ja laajenemaan vartalon muotoon, ja patja muotoutuu vartalon muotojen mukaan. Näin potilas ei tunne vastusta patjasta, vaan tukea ja vakautta ilman painetta. Pää- ja jalkapää ovat identtiset, joten patja voidaan kääntää ja käyttää molemmin päin.

Kosteutta poistava ja hengittävä

Patjassa on korkealaatuinen Ökö-tex-sertifioitu PU-päällinen korkealla pitoisuudella hengittävyys – yli 800 g/m² /24 ajastuksella. Näin varmistetaan, että lämpö ja kosteus kulkeutuvat ulos ja pois patjasta. Avosoluinen vaahto edistää myös hyvää ilmanvaihtoa.

Kitka ja liukupaine (hankaus)

Vaahtomuovi on sisäpuolelta vuorattu ohuella tekstiilitrikoolla, joka mahdollistaa päällisen levittäytymisen tasaisesti ja helposti vaahtomuovin päälle. Tällä tavalla päällinen liikkuu ja mukautuu esim. käytettäessä sängyn toimintoja eikä lisää kitkaa potilaan iholle sisäänpäin vedettäessä.

Lisäksi päällisessä on erityisen sopiva pinta hankauksen estämiseksi.

Helppo käsitellä: 2 vahvistettua kahvaa patjan molemmin puolin sekä vetoketju kolmella sivulla tekevät patjan käytöstä käytännöllistä, sujuvaa ja helppoa.

FAKTOJA:

Painetesti osoittaa erittäin alhaisen keskimääräisin paineen, 7,69 mmHg.

Tiheys: 60 + 40 kg/m³

Vaahto: Paloturvallinen

Päällinen: Kosteutta läpäisemätön ja hengittävä.

Pesu: Päällinen konepesu max.+90C

Paino: 10,3 kg

Käyttäjäpaino: 0-150 kg.

Suosittelaa:

Ennaltaehkäisyyn
Paineentasaukseen
Liikkumattomille
potilaille
Kipupotilaille
Hikoileville potilaille
Alipainoisille potilaille
Dementiapotilaille



Koot ja tuotenumerot:

805440012 80x200x14 cm

805440013 90x200x14 cm

Lisätietoja asemointimahdollisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista - Tilaa esittely! - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@campmobility.fi tai 09 350 76 310 Valmistajan tiedot alla: