

Made in France



HORIZON[®]
P5

Kannettava happirikastin P5

Horizon P5[®] on korkealaatuinen ja erittäin luotettava kannettava happirikastin. Suunniteltu happiterapiapotilaille, jotka haluavat säilyttää liikkuvan elämänlaadun.

Bluetooth yhteys

Kevyt & intuitiivinen

Korkea O₂ puhtaus

SCALEO
MEDICAL

HYÖDYT JA EDUT

KEVYT
& KOMPAKTI



20 ASETUSTA TARKKAA
ANNOSTUSTA VARTEN
0,25 - 5

HELPPO
HUOLTAA



HORIZON[®]
P5



PITKÄIKÄINEN
AKKU

BLUETOOTH-
LIITÄNTÄ*



3 VUODEN TAKUU**

* JOS AKTIVOITU

** AKKU, LATURI JA MUUT KULUVAT OSAT TAKUU 1 VUOSI

HORIZON[®]
P5 toimitukseen sisältyy:

- Kannettava Horizon[®] P5 happirikastin
- Valittavissa vakioakulla tai tehoakulla
- Kantolaukku
- AC/DC virtalähde 100-240 V, 50-60 Hz
- Käyttöohje




Intensiivisen käyttöön



Designed & manufactured in France

LIIKUTELTAVUUS

LISÄVARUSTEENA REPPU, JOKA SOPII KÄYTETTÄVÄKSI KANTOLAUKUN KANSSA



Helppo& intuitiivinen



Helppokäyttöiset suodattimet



Korkea hapen puhtaus



Lataus ja huoltoliittymä

TEKNISET TIEDOT

Mitat L x S x K	216 x 88 x 220 mm* 216 x 88 x 240 mm**	Tehon kulutus	85 W
Paino	2,54 kg* & 2,90 kg**	Virran yhteensopivuus	100 - 240 VAC / 50 HZ 60 HZ
Hppipitoisuus	> 87 %	Ympäristö toleranssi	Lämpötila +5 - +40°C Suhteellinen kosteus: 95 %
Hapen virtausnopeuden asetus	Jopa 1050 ml/min Jopa 4,25 tuntia asetuksella 1* Jopa 8,5 tuntia asetuksella 1**	Varastointiympäristö toleranssi	Lämpötila: -25 - +70°C Suhteellinen kosteus: 0 % - 95 %
Akun kesto	Jopa 2,5* tuntia ja 4,5** tuntia	Pulssivirtaus ml/min Äänitaso	20 virtausasetusta (0,25 - 5) 44 dB asetuksella 2

SCALEO
M E D I C A L

Valmistaja

SCALEO Medical - Parc 2000, 107 rue Joe Dassin - 34 080 Montpellier - France

Tel. +33 467 72 94 86

www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

Myynti Suomessa

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

09 350 76 310

www.campmobility.fi - info@campmobility.fi

CE
0459