

## Sähkömopo Karma KS-343.2



### Karma KS-343.2 4-pyöräinen sähkömopo

**Karma KS-343.2** on kompaktin kokoinen keskipitkän ajomatkan sähkömopo. Sen ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuinmukavuuden ja nelipyöräjousitusjärjestelmä poikkeuksellisen ajomukavuuden.

**KS-343.2** on ihanteellinen valinta jokapäiväiseen ajoon. Kaikkien neljän pyörän jousitusjärjestelmä takaa tasaisen ja mukavan ajokokemuksen. Esteenylityskyky 100 mm.

**KS-343.2**-istuinta voi kääntää 90° helpottaaksesi mopoon nousemista tai sieltä poistumista. Istuimessa on myös taakse-taitettavat, säädettävät käsiet, jotka mahdollistaa sivusiirrot.

Vakiokokoonpanossa mm. taksikoukut, keppiteline ja 2 peiliä. Lisävarusteina saatavana mm. rollaattoriteline, kelautuva istuin-nyö, happipulloteline ja istuinkorkeuden madallus ja jalkaosan korotus, jalkaosu luistamatonta materiaalia.

Väri: Sininen tai punainen

Ajomatka 30-40 km,  
Max.nopeus 9.2 km/h  
Max.käyttäjäpaino 135 kg

Määraikaishuoltoväli 1 v.

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
Huolto  
+358(0)9 350 76 313  
[huolto@campmobility.fi](mailto:huolto@campmobility.fi)  
[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

## Ominaisuuksia

### Sisältää mm:

- Keppiteline
- Taustapeilit
- Akut
- Latauslaite



90° kääntyvä istuin



Säädettävä ohjauspylväs



Jalkaosan luistamatonta materiaalia



Helposti irrotettavat akut



Etu- ja takavalot



Varastovärit sininen ja punainen

## Tekniset tiedot

Leveys	Pituus	Korkeus	Rengaskoko F/R Wheels	Moottoriteho	Akut	Laturi
600~650mm	1185mm	1205 ~ 1325mm	10" / 10"	350W	36AHx2 50AHx2 (Optiona)	6 A

Kääntöhalkaisija	Dynaaminen stabi- liteetti ylämäessä	Max. kallistus- kulma	Max. nopeus	Ajomatka	Max. Käyttäjänpaino	Paino ilman akkuja	Paino akkujen kanssa
1500mm	6°	10°	9.2km/h	30km (36AH) 40km (50AH)	135kg	77.4kg	100.1kg

±10mm ±0.5kg -

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän esitteen tuotespesifikaatioita ilman erillistä ilmoitusta.

# karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.  
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,  
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan  
Service Number: +886-5-2066688  
globalsales@karma.com.tw  
karmamedical.com



\* ilman / sis. kaatumisesteet  
\*\* ilman akkuja  
\*\*\* norm. 550W / max. 800W

# CAMP<sup>®</sup>

MOBILITY

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi