

Kävelyteline Laser



Laser - pituussuunnassa kokoontaittava teräsrollaattori max. 130 kg/150 kg

Rehasense Laser on edullinen, pituuskokoontaittava kävelyteline "A"- rungolla. Runko on valmistettu teräksestä, mutta se on silti kevyt ja helppo varastoida ja kuljettaa.

Laser rollaattorissa on hyvä liikuteltavuus ja stabiilitetti ja sen työntökahvat voidaan säätää eri käyttäjille sopivaksi. Runko on valmistettu pyöreästä teräsputkesta.

Varustettu tukevalla, kovalla muovi-istuimella, jossa voi levähtää sekä teräsetukorilla, jossa voi kuljettaa pieniä tavaroita. Alaslukittavat käsi- / seisontajarrut.

Väri Musta-valkoinen.

Ø 200 x 50 mm ilmakumirenkaat.

Max. kuormitus 130 kg/150 kg*.

Lisävarusteina saatavana mm. tarjotin ja keppiteline.



Ominaisuudet



Korkeussäädettävät työntökahvat
ja lukittavat käsi-/ seisontajarrut.



Kokoontaitettava A-runko
Taittuu kasaan etu-takasuunnassa.
Rungon lukitusmekanismi vipu
sijaitsee istuimen alla.
Pituus kokoontaitettuna 40,5 cm



Kova istuin ja metallikori vakiona
Rollaattori on varustettu tukevalla ja kovalla
muovi-istuimella, jossa voi levähtää ja pulveri-
maalatulla teräsetukorilla, jossa voi kuljettaa
pieniä tavaroita. Max. kuormitus 5 kg.



Heijastimet lisäävät näkyvyyttä ulkona
Turvallisuussyistä rollaattorissa on yhteensä 6 heijastinta, jotka lisäävät
näkyvyyttä pimeässä: 2 sivussa, 2 kahvojen takana ja 2 rungon edessä.



Punaisella merkattu kokoontaittomekanismi
On helppo huomata.

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys
63,5 cm



Pituus
66 cm
Taitettuna 40,5 cm



Kokonaiskorkeus
L: 77-99 cm
M: 72-94 cm, S: 67-89 cm



Istuinkorkeus
L: 60 cm
M: 55 cm, S: 50 cm



musta-valkoinen



Istuinleveys
44,5 cm



Renkaiden halkaisija
8" = 200 mm



Max.käyttäjäpaino
130 kg / 150 kg*
*tuotantoerästä riippuen



Tuotteen paino*
L: 9,88 kg
M: 9,38 kg S: 8,88 kg



REHASENSE

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Testattu ja hyväksytty
ISO 11199-2:2005 standardin mukai-
sesti, CE-merkitty
ja täyttää lääkinnällisten
laitteiden EU direktiivin
93/42/EEC -vaatimukset.

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2024 Camp Mobility Finland

CAMP[®]
MOBILITY

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi