

Kävelyteline Sensor



SENSOR - Uusi, kevyt, pituussuunnassa kokoontaittava, alumiinirollaattori max. 150 kg

Rehasense **Sensor** on nelipyöräinen, kevyt, pituussuunnassa eli etu-takasuunnassa kokoontaittava alumiininen kävelyteline.

Rollaattorissa on hyvä liikuteltavuus ja stabiliteetti ja sen kulkusuuntaan käännettyt, ergonomiset työntökahvat voidaan säätää eri käyttäjille sopivaksi. Säätö- ja lukituskohdat merkitty punaisella huomiovärillä. 2 eri istuinkorkeutta L 61,5 cm ja M 52 cm.

Runko on valmistettu pyöreästä alumiiniputkesta ja varustettu tukevalla, ylöstaitettavalla, kovalla muovi-istuimella, jossa voi levähtää. Alaslukittavat käsi- / seisonajarrut pitävät rollaattorin paikallaan istuttaessa. Irrotettavassa etukorissa voi kuljettaa vaikka kauppatarvikkeita. Pehmeät PU-renkaat umpivanteilla, joihin ei lika tartu. Väri: Metallihohto beige / mustat muoviosat. Max. kuormitus 150 kg. Lisävarusteina mm. tarjotin ja keppiteline.



Ominaisuudet

Eteenpäinkäännetyt työntökahvat

Eteenpäin käännetyt kahvat antaa mahdollisuuden kävellä enemmän rollaattorin "sisällä", on miellyttävämpi käsille, ranteille ja olkapäille ja helpottaa istuma-asennosta nousemista.



2 eri istuinkorkeutta

Ylöskäännettävä muovi-istuin

Punaiset säätö- ja lukituskohdat

Istuinkorkeudet M 52 cm tai L 61,5 cm



Kokoontaitettava pituussuunnassa


Erinomainen ominaisuus käyttäjille, mutta myös varastointiin ja kuljetuksiin, koska säästää paljon tilaa.

Umpinaiset renkaat ja polkaisuputki

Kaatumiseste voidaan asentaa yhteen takapyörästä, tukee kokoontaitetun rollaattorin jalustaa vakaasti.

Valkoiset vanteet ja Heijastimet

Helpompi nähdä liikenteessä valkoisten vanteiden ja 6 heijastimen ansiosta.



Etukori max. 10 kg

Tukeva irrotettava etukori
Kuormitus max. 10 kg

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼
60,7 cm



Pituus ▼
M 66 cm / L 71 cm



Kokonaiskorkeus ▼
M 70-84 cm / L 82-102 cm



Istuinkorkeus ▼
M 52 cm / L 61,5 cm



Istuinleveys ▼
42 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
M 8 kg / L 8,3 kg
(+ etukori 400 g)



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. Camp Mobility © 2024

Toimitusaika enintään 7 päivää
Käyttöikä: 10 v.
Takuu 2 vuotta
Takuuaika kuluville osille 1 vuosi



Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi