

# Kävelyteline Server HD



## Server HD - kokoontaittava XL-kävelyteline max. 200 kg

**Server HD** on kevyt, mutta tukeva, kokoontaitettava alumiinirunkoinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön vähän painavammallekin henkilölle. Kestävyys on varmistettu tuplaristikolla ja extra runkoputkilla.

**Server HD** sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen. Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt liikutella, paino noin 8 kg. Kaksi eri istuinkorkeutta M 55 cm ja

L 60 cm. Istuinleveys 55 cm. Kokoontaitomekanismin kiinnitysvarmistus on varmistettu käteväällä painonapilla. Vakiona pehmeät puhkeamattomat PU-renkaat.

Mukana myös irrotettava kangasetukori.

Väri: tummanharmaa

**Max. 200 kg.**

Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.



**REHASENSE**

## Ominaisuudet



**Pehmeät PU-renkaat vakiona**



**Korkeussäädettävät kahvat**  
Säädettävät työntökahvat.



**2 eri istuinkorkeutta**  
Istuinkorkeudet (55 tai) 62 cm



**Kovat TPE-renkaat optiona.**



**UUTTA! Kova istuin (LI)**  
Lisävarusteena saatavana myös kova istuin joka asennetaan kangas-istuimen päälle. Pehmuste LI:na.



**Ainutlaatuinen kolmioprofiili**  
Ainutlaatuinen vahvistettu kolmioprofiili takaa kestävyuden koko käyttöiän, max. käyttäjäpaino 200 kg



**Kokoontaitettava**  
Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonupilla. Kuljetuskoko 68 x 79/86 x 22,5 cm



**Irrotettava ostoskassi**  
Käytännöllinen ostoskassi Kuormitus max. 5 kg Mitat: 35 x 17 x 25 cm

## Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼  
69 cm / 23 cm \*



Pituus ▼  
66 cm



Kokonaiskorkeus ▼  
M 66–86 cm L 74–102 cm



Istuinkorkeus ▼  
M 55 cm L 62 cm



Istuinleveys ▼  
55 cm



Renkaiden halkaisija ▼  
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼  
200 kg



Tuotteen paino\* ▼  
(M 7,6 kg) L 7,9 kg  
(+ etukassi 370 g)

\* kokoontaitettuna  
\* paino ilman etukassia



Valmistaja:  
Rehasense Sp.z o.o.  
Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland  
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. Camp Mobility © 2024

Rajoitettu 2 v takuu valmistusvirheille.



Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi