

Kävelyteline Viking



Rollaattori Rehasense VIKING

Rehasense **Viking** on kevyt, leveyssuunnassa kokoontaitettava alumiinirunkoinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttö- ja seisontajarruja käytetään samasta jarruvivusta. Seisontajarrut ovat lukittavat. Jarrumeکانismi ja -vaijeri ovat runkoputken ulkopuolella. Ergonomisten työntökahvojen otekorkeus voidaan säätää eri käyttäjille sopivaksi välillä 66-102 cm, koosta riippuen. Kädensijan eli työntökahvan pehmuste vaihdettavissa.

Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt, liikutella, paino noin L 7 kg, M 6 kg. Kokoontaitomeکانismin kiinnipysyminen varmistettu käteväällä painonapilla. Etukori vakiona. Puhkeamattomat kuulalaakeroidut TPE-renkaat. 2 Istuinkorkeutta M tai L. Runkoväri: Hopea
Max. 150 kg.



Ominaisuudet

Tilausno	Lisävaruste / varaosa
820008727/ 820008728	Työntökahvan pehmuste
ROL1DK-RS/ ROL1DL-RS	Työntökahva
ROLA37-BK+ ROLA39-BK	Pyöräsarja 4 kpl
ROL11Z-RS	Etuhaarukka
820006033	Irrallinen kori
820006488	Kitkajarrut (pari)
820007614/ 820007613	Yhden käden jarru
820003844	Tippateline



UUTTA: Kova istuin
lisävarusteena



Korkeussäädettävät kahvat
M 66-86 cm L 74-102 cm



Käyttäjä-
ja seisonjarrut
samassa

Lukittavat käsijarrut




Kokoontaitettava

Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonupilla.



Ergonominen nostokahva



**Jarruvaijerien ulkoinen
runkokiinnitys**



Puhkeamattomat renkaat
TPE-materiaalia 200 x 35 mm



Uutta:
Heijastimet myös
etuhaarukoissa

Tekniset tiedot

* kokoonlaitettuna
** paino alk. ilman etukoria ja
istuinta



Kokonaisleveys ▼
61 cm / 23 cm *



Pituus ▼
66 cm



Kokonaiskorkeus ▼
L 74-102 cm
M 66-86 cm



Istuinkorkeus ▼
L 62 cm / M 53 cm
Kova istuin L 63 cm / M 54 cm



Käsitukien väliin
jäävä tila 47 cm
Istuimen leveys 42 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
M 5,9 / L 6,2 kg
(+ etukori 340 g)

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeu-
den muuttaa tarvittaessa tässä
esitteessä ilmoitettuja tuote-
spesifikaatioita.
Camp Mobility © 2024

Toimitusaika enintään 7 päivää
Käyttöikä: 10 v.
Takuu 2 vuotta
Takuuaika kuluville osille 1 vuosi



Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi