



Kevyt alumiinirollaattori Dolomite Symphony

Joskus, jos käyttäjällä on hengitysvaikeuksia tai heikentyneet voimat, jotka eivät riitä kävelytelineen nosteluun, tarvitaan erityisen kevyt rollaattori.

DOLOMITE SYMPHONY -rollaattoreissa on ruostesuojattu, elegantti ja kevyt alumiinirunko, joka sopii yhtä hyvin niin sisä- kuin ulkokäyttöön.

DOLOMITE SYMPHONY -rollaattoreiden kevyet alumiinirungot painavat vain 6,1–6,8 kg. (kokonaispainot 7,2–7,8 kg). Saatavana kolme kokoa: Symphony 450 istuinkorkeus 48 cm, Symphony 520 istuinkorkeus 54 cm ja Symphony 600 istuinkorkeus 62,5 cm. Väri: Vaalea metallihohtoharmaa.



Kevyt alumiinirunko

DOLOMITE SYMPHONY:n kevyt alumiinirunko tekee rollaattoreista helposti liikutettavia vaikka voimat olisivat heikentyneet. Ruostesuojaus takaa tuotteen pysymisen hyväkuntoisena myös sateella ja auringonpaisteessa.

Tilava kävelyalue

DOLOMITE rollaattorit ovat tunnettuja tilavista kävelyalueista rungon välissä. Myös ylöskäännettävä istuin antaa lisätilaa kävelemiseen ja helpottaa esineisiin ulottumista. Takahaarukat on muotoiltu pehmeästi ulospäin kaartuviksi, joka on myös erittäin jalkine- ja varvasystävällinen ominaisuus!

Pintakuvioitu, luistamaton istuin, takarungon levennetty muoto ja laaja istuinalue mahdollistavat käyttäjän myös istua rollaattorissa mukavasti ja turvallisesti pidempiäkin aikoja.

Helppokäyttöiset jarrut

Pitkä jarrukahva ja jarrulukitus tarjoavat hyvän pidon ja helpottavat rollaattorin jarruttamista vaikka käsien voimat olisivatkin heikentyneet. V-muotoisessa jarrulukituksessa on lyhyt etäisyys lukitusasentoon.

V-muotoinen käsikahva antaa myös paremman tasapainon. Vahvistetut jarruvaijerit ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu jarrulukitus lisäävät myös tuotteen kestävyyttä ja turvallisuutta.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Irrotettava tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Valmistettu iskunkestävästä muovista. Pohjassa neljä tukevaa jalkaa.



Metallinen etukori

Tilava kori, joka taittuu kokoon rollaattorin mukana. Max. 7 kg.



Keppiteline

Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.



Selkätuki

Selkätuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan siten korkeussäätää kahvojen korkeuden säädön avulla.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Pedaali kynnyksen ylitykseen

Oikealle asennettava "jalkapedaali" helpottaa kynnyksen ja katukivetysten ylitystä.



Kassi

Lisää kantokapasiteettia, jos kori täyttyy liian nopeasti. Voidaan yhdistää happipullotelineen kanssa.



Yhden käden käsijarru

Yhdenkädenjarrulla voi jarruttaa molempia puolia. Saatavana joko oikealle tai vasemmalle.



Jarrutehostin

Tarjoaa lisäjarrutusvoimaa henkilöille, joilla käden voimat ovat heikentyneet.



Laahausjarru

Turvallinen ratkaisu, joka estää rollaattorin karkaamisen (pari).



HP-työntökahvat

Yksikäätiseen käyttöön/halvauksipotilaille. Ilmoita rollaattorin koko tilatessasi. HP oikea: yhdenkädenjarru vasemmalla HP vasen: yhdenkädenjarru oikealla



Happipulloteline

Happipulloteline asennetaan keskelle kävelytelinettä, joka mahdollistaa rollaattorin hyvän tasapainon ja käsiteltävyyden. Sopii useimpiin happipulloihin.



Pitkät työntökahvat

Mahdollistavat täysin yksilöllisen kävelyasennon. Mainitse rollaattorin koko tilatessasi.



Käsitukien pehmusteet

Pehmeämpi vaihtoehto anatomiselle kädensijalle (pari).



Lokasuojat

Suojaa vaatteita renkaista tulevilta roiskeilta (pari).



Yhtenäinen työntötanko

Mahdollistaa rollaattorin käytön yhdellä kädellä. Saatavana kaksi mallia, joko käsijarru oikealle tai käsijarru vasemmalle



Korkeudensäätö ruuvilla

Korvaa korkeudensäätönappi ruuvilla, jos et halua, että korkeutta tarvitsee kokoajan säätää.

Runkokoot



SYMPHONY

Istuinkorkeus 48 cm.



SYMPHONY

Istuinkorkeus 54 cm.



SYMPHONY

Istuinkorkeus 62,5 cm.

Tekniset tiedot



Symphony 450

600 mm



620 mm



460 mm



640-790 mm



480 mm

Symphony 520

600 mm

645 mm

460 mm

705-850 mm

540 mm

Symphony 600

600 mm

710 mm

460 mm

785-935 mm

625 mm



Symphony 450

420 mm



200 mm



7.2 kg



100 kg

Symphony 520

420 mm

200 mm

7.6 kg

100 kg

Symphony 600

420 mm

200 mm

7.8 kg

100 kg

Värit ja materiaalit



RAL 9006

Valmistaja: Invacare Dolomite AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pitää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland